
























说明书尺寸:60x60mm

















Smart Ring USER MANUAL	
	
Directory	
English	1~7
German	8~13
French	14~19
Italian	20~25
Spanish	26~31
Japanese	32~37
-1-	








<b>Component Description</b>  <b>Packing List</b> 	<b>Power On</b> Connect the charging cable to power on the smart ring 	<b>Connection APP</b> 1.Search and download SmartHealth APP or scan the QR code on the right to select the appropriate APP version to download. 2.Open the app and follow the instructions to match the ring. 	<b>Lighting status</b> The red light flashes when charging and turns off when fully charged 	<b>Wearing style</b> Wear the ring on your own suitable finger, choose a comfortable size and wear it on the index finger, middle finger, and ring finger to better monitor the data  <i>Note:</i> The measurement results of this product are for reference only and are not used for any medical purposes. Please follow the guidance of your doctor and do not use the measurement results for self-diagnosis and treatment.	<b>Note</b> Before using and operating the device, please read and follow the following precautions to ensure optimal device performance and avoid dangerous or illegal situations. In daily use, please choose a suitable size for your fingers, avoiding wear it too tightly, keep the dry contact area of the ring, and wipe it in time when it comes into water. If have symptoms such as redness and swelling appeared in the contact area, please stop using immediately and consult the doctor. <b>Warning!</b> Please keep the charging cable and device in a dry environment when charging. Do not touch the charging cable with wet hands and avoid it being immersed in liquids such as water. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids to avoid causing battery leakage, overheating, fire, or explosion. Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid the battery causing the big external pressure, which can cause internal short circuits and overheating issues. 
---	---	---	---	--	---

<b>Komponentenbeschreibung</b>  <b>Packliste</b> 	<b>Einschalten</b> Schließen Sie das Ladekabel an, um den Smart Ring einzuschalten 	<b>Verbindung zur APP</b> 1. Suchen und laden Sie die SmartHealth-APP herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die entsprechende APP-Version herunterzuladen. 2. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Ring zu verbinden. 	<b>Status der Beleuchtung</b> Das rote Licht blinkt beim Laden und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das grüne Licht blinkt während des Herzfrequenztests und das rote Licht blinkt während des Blutsauerstofftests. 	<b>Tragestil</b> Tragen Sie den Ring an Ihrem eigenen passenden Finger, wählen Sie eine bequeme Größe und tragen Sie ihn bei Kontakt mit Wasser, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, um die Daten besser zu überwachen.  <i>*Hinweis:</i> Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und werden nicht für medizinische Zwecke verwendet. Bitte folgen Sie der Anleitung Ihres Arztes und verwenden Sie die Messergebnisse nicht zur Selbstdiagnose und Behandlung.	<b>Hinweis</b> Bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen, lesen Sie bitte und befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine optimale Gerätleistung sicherzustellen und gefährliche oder rechtswidrige Situationen zu vermeiden. Im täglichen Gebrauch wählen Sie bitte eine geeignete Größe für Ihre Finger, vermeiden Sie es, sie zu eng anzulegen, halten Sie den trockenen Kontaktbereich des Rings und wischen Sie ihn bei Kontakt mit Wasser rechtzeitig ab. Wenn Symptome wie Rötung und Schwellung im Kontaktbereich auftreten, hören Sie bitte sofort auf, es zu verwenden, und konsultieren Sie den Arzt. <b>Warnung!</b> Bitte halten Sie das Ladekabel und das Gerät beim Laden in einer trockenen Umgebung. Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass es in Flüssigkeiten wie Wasser eingetaucht wird. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, stecken Sie keine Fremdkörper ein oder tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen, Überhitzen, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden. Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht zusammen oder durchstoßen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie, dass der Akku einem großen äußeren Druck ausgesetzt wird, der interne Kurzschlüsse und Überhitzungsprobleme verursachen kann. 
---	---	---	---	---	---

<b>Description des composants</b>  <b>Liste d'emballage</b> 	<b>Mise sous tension</b> Connectez le câble de chargement pour allumer la bague intelligente 	<b>Connexion APP</b> 1. Recherchez et téléchargez l'application SmartHealth, ou scannez le code QR sur la droite pour sélectionner la version appropriée de l'application à télécharger. 2. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour associer la bague. 	<b>Statut lumineux</b> La lumière rouge clignote pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée. La lumière verte clignote pendant le test de fréquence cardiaque et la lumière rouge clignote pendant le test d'oxygène dans le sang 	<b>Style de port</b> Portez la bague sur votre doigt approprié, choisissez une taille confortable et portez-la à l'index, au majeur et à l'annulaire pour mieux surveiller les données.  <i>*Remarque :</i> Les résultats de mesure de ce produit sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas utilisés à des fins médicales. Veuillez suivre les conseils de votre médecin et n'utilisez pas les résultats de mesure pour l'autodiagnostic et le traitement.	<b>Remarque</b> Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions suivantes pour garantir des performances optimales de l'appareil et éviter des situations dangereuses ou illégales. En utilisation quotidienne, veuillez choisir une taille appropriée pour vos doigts, évitez de la porter trop serrée, gardez la zone de contact sèche de la bague et frottez-la temps en cas de contact avec de l'eau. Si des symptômes tels que des rougeurs et un gonflement apparaissent dans la zone de contact, veuillez cesser immédiatement d'utiliser et consulter un médecin. <b>Avertissement!</b> Veuillez conserver le câble de chargement et l'appareil dans un environnement sec lors de la charge. Ne touchez pas le câble de chargement avec des mains mouillées et évitez qu'il ne soit immergé dans des liquides tels que l'eau. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers et ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion. Ne laissez pas tomber, écraser ou percer la batterie. Évitez que la batterie ne subisse une forte pression externe, ce qui peut entraîner des courts-circuits internes et des problèmes de surchauffe. 
---	--	---	---	--	--

<b>Descrizione dei componenti</b>  <b>Elenco dei componenti</b> 	<b>Accensione</b> Collegare il cavo di ricarica per accendere l'anello intelligente 	<b>Connessione APP</b> 1. Cerca e scarica l'APP SmartHealth, o scansiona il codice QR sulla destra per selezionare la versione dell'APP appropriata da scaricare. 2. Apri l'app e segui le istruzioni per abbinare l'anello. 	<b>Stato dell'illuminazione</b> La luce rossa lampeggia durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. La luce verde lampeggia durante il test della frequenza cardiaca e la luce rossa lampeggia durante il test dell'ossigeno nel sangue 	<b>Stile di indossamento</b> Indossa l'anello sul dito adatto a te, scegli una taglia comoda e indossalo sull'indice, medio e anulare per monitorare meglio i dati.  <i>*Nota:</i> I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo a scopo di riferimento e non vengono utilizzati per alcuna finalità medica. Segui le istruzioni del tuo medico e non utilizzare i risultati delle misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento.	<b>Nota</b> Prima di utilizzare e manipolare il dispositivo, leggere e seguire le seguenti precauzioni per garantire prestazioni ottimali del dispositivo e evitare situazioni pericolose o illegali. Nell'uso quotidiano, scegliere una taglia adatta per le dita, evitando di indossarlo troppo stretto, mantenere l'area di contatto asciutta dell'anello e pulirla tempestivamente in caso di contatto con l'acqua. Se compaiono sintomi come rossore e gonfiore nell'area di contatto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico. <b>Avvertimento!</b> Si prega di mantenere il cavo di ricarica e il dispositivo in un ambiente asciutto durante la ricarica. Non toccare il cavo di ricarica con le mani bagnate e evitare che venga immerso in liquidi come l'acqua. Non smontare o modificare la batteria, inserire oggetti estranei o immergerla in acqua o altri liquidi per evitare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni della batteria. Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Evitare che la batteria subisca una forte pressione esterna, che può causare cortocircuiti interni e problemi di surriscaldamento. 
---	---	--	---	---	--

<b>Descripción de los componentes</b>  <b>Lista de embalaje</b> 	<b>Encendido</b> Conecte el cable de carga para encender el anillo inteligente 	<b>Conexión de la APP</b> 1. Busque y descargue la aplicación SmartHealth, o escanee el código QR a la derecha para seleccionar la versión de la APP adecuada para descargar. 2. Abra la aplicación y siga las instrucciones para emparejar el anillo. 	<b>Estado de iluminación</b> La luz roja parpadea durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada. La luz verde parpadea durante la prueba de frecuencia cardíaca y la luz roja parpadea durante la prueba de oxígeno en la sangre 	<b>Estilo de uso</b> Usa el anillo en su dedo adecuado, elija un tamaño cómodo y úselo en el dedo índice, medio y anular para monitorear mejor los datos.  <i>*Nota:</i> Los resultados de medición de este producto son solo de referencia y no se utilizan para ningún propósito médico. Siga las instrucciones de su médico y no utilice los resultados de medición para el autodiagnóstico y el tratamiento.	<b>Nota</b> Antes de usar y operar el dispositivo, lee y siga las siguientes precauciones para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo y evitar situaciones peligrosas o ilegales. En el uso diario, elija un tamaño adecuado para sus dedos, evite usarlo demasiado apretado, mantenga la zona de contacto del anillo seca y límpielo a tiempo cuando entre en contacto con agua. Si aparecen síntomas como enrojecimiento e hinchazón en la zona de contacto, deje de usarlo inmediatamente y consulte al médico. <b>Advertencia!</b> Mantenga el cable de carga y el dispositivo en un entorno seco durante la carga. No toque el cable de carga con las manos mojadas y evite que se sumerja en líquidos como agua. No desmonte ni modifique la batería, inserte objetos extraños o sumérjala en agua u otros líquidos para evitar que se produzcan fugas de batería, sobrecalentamiento, incendios o explosiones. No deje caer, apriete ni perfora la batería. Evite que la batería reciba una gran presión externa, lo que puede causar cortocircuitos internos y problemas de calentamiento. 
---	--	--	---	---	---

<b>部品の説明</b>  <b>梱包リスト</b> 	<b>電源を入れる</b> スマートリングの電源を入れるために充電ケーブルを接続します 	<b>接続アプリ</b> 1. 「SmartHealthアプリ」を検索してダウンロードするか、右側のQRコードをスキャンして適切なアプリバージョンをダウンロードします。 2. アプリを開き、指示に従ってリングとペアリングします。 	<b>点灯状態</b> 赤い光が点滅して充電中であり、充電が完了すると消灯します 心拍数のテスト中は緑色の光が点滅し、酸素を測定すると赤い光が点滅します 	<b>装着スタイル</b> リングを適切な指に装着し、快適なサイズを選択して、インデックス指、中指、薬指に装着してデータをより良く監視します センサーを指の内側に装着します心拍数と酸素濃度の測定がより正確になります  <i>*注意:</i> 本製品の測定結果は参考値であり、医療目的では使用されません。医師の指示に従い、自己診断や治療に測定結果を使用しないでください。	<b>注意</b> デバイスを使用および運用する前に、最適なデバイス性能を確保し、危険または違法な状況避けるために、以下の注意事項をお読みいただき、従ってください。 日常使用では、指に適したサイズを選択してください。リングの乾燥した接触面を保持し、水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。接触面が赤みや腫れなどの症状が現れた場合は、すぐに使用を中止して医師に相談してください。 <b>警告</b> 充電時には、充電ケーブルとデバイスを乾燥した環境に保管してください。濡った手で充電ケーブルに触れたり、水などの液体に浸けたりしないでください。 バッテリーを分解したり改造したり、異物を挿入したり、水やその他の液体に浸したりしないでください。バッテリー漏れ、過熱、火災、爆発を引き起こすのを避けるために注意してください。 バッテリーを落としたり、押しつぶしたりしないでください。バッテリーに大きな外部圧力が加わると、内部でショートや過熱の問題が発生する恐れがあります。 
--	---	--	---	--	--

英

德

法

意

西

日

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.