

此页不打印

材质要求：封面封底用100g书纸

尺寸：宽93mm X 高125mm



AcuEar Pebble

User Manual



Model No.: PHA-126M

EN

Book an Appointment

You can book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call



Contents



EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	13
FR	Manuel de l'Utilisateur	24
IT	Manuale Utente	35
ES	Manual del Usuario	46

Table of Contents

Product Introduction (Earphones)	3
Product Overview	3
Button Functions	4
LED Indicators	4
Product Introduction (Table Mic & Charging Case 2-in-1)	5
Product Overview	5
Button Functions	6
LED Indicators	6
Charging the Earphones & Case	7
Use as Bluetooth TWS Earphones	8
Use as Sound Amplifiers with the Table Mic	9
Use a Mono Earphone	10
Specifications	11
FAQ	12
Contact Us	57

Product Introduction (Earphones)

Product Overview



Button Functions



No.	Button	Functions
1 or 2	MFB on L / R earphone	Double-click to play / pause
		Click once to accept call
		Double-click to end call
		Press & hold for 2 seconds to reject call
		Press & hold for 5 seconds to turn on / off
		When using a single earphone, click once to cycle through 8 levels of volume
1	MFB on L earphone	When using both earphones, click once to decrease volume
2	MFB on R earphone	When using both earphones, click once to increase volume

LED Indicators

No.	Indicators & Voice Prompt	Status
A	Solid blue for 1 second	Power on
	Solid red for 1 second then off	Power off
	Solid blue for 5 seconds then off, "CONNECTED" voice indicator	Connected
	Solid red	Charging
	LED off	Fully charged
	Alternate red & blue flashes, "PAIRING" voice indicator	Pairing

Product Introduction (Table Mic & Charging Case 2-in-1)

Product Overview



Button Functions

No.	Button	Functions
1		Press & hold for 1 second to turn Hear Assist mode on / off


LED Indicators

No.	Indicators & Voice Prompt	Status
A	Solid blue	Hear Assist on
	Solid red for 1 second then off	Hear Assist off
	Alternate red & blue flashes	Pairing mode
B	White flash every second	Charging
	Solid white on four LEDs	Fully charged

Charging the Earphones & Case


To charge the earphones:

Place the earphones into the case and then close the case. Solid red lights on the earphones indicate that charging is in progress; once the lights turn off, your earphones will be at full battery.



To charge the case:

If your case runs out of battery, when you open and then close it, the 4 LEDs on the case will flash white, and you'll need to recharge it in order to charge your earphones. Plug the provided USB C charging cable into the charging port, then connect the other end to a 5V/500mA-2A rated USB adapter (your phone charger or similar should work) or a PC USB port.




The case's LED charging indicators will flash white to indicate its charging status. At full charge, the four LEDs will turn solid white.

Use as Bluetooth TWS Earphones

STEP 1

When removed from the charging case, the earphones will enter PAIRING mode automatically, indicated by the LED flashing BLUE & RED.



STEP 2

Turn on your device's Bluetooth and select "Avantree AcuEar Pebble" in the Bluetooth menu.


STEP 3

Keep the earphones close to your device and wait for 5-10 seconds or until they connect. Once they're successfully connected, both earphone's LED indicator will turn solid blue for 5 seconds then off.

For subsequent use, click the MFB button once to reconnect to the last-paired device or select "Avantree AcuEar Pebble" in your device's Bluetooth menu.


Use as Sound Amplifiers with the Table Mic

The table mic picks up the meeting participants' voices and sends them directly into your ears.




STEP 1

Long press the "Hear Assist" button for 1 second on the table mic; the table mic will enter hearing mode, indicated by the LED flashing BLUE.



STEP 2

Wait for a few seconds. The table mic and the earphones will successfully connect, indicated by the case's LED turning solid BLUE.



NOTE: Your microphone typically works within a range of up to 10 meters / 33 feet to your sound amplifier. Note that human bodies and walls may reduce this distance. To maximize range, make sure you can see the AucEar Pebble microphone (i.e. line of sight).

Switch to Bluetooth Mode

Press and hold the “Hear Assist” button on the table mic for 1 second to turn it off. The earphones will automatically switch to Bluetooth mode. Then you can select “Avantree AcuEar Pebble” in your device’s Bluetooth menu.

Use a Mono Earphone

The R / L earphone can be used separately. When you use a mono (single) earphone, you can tap the button once to cycle through 8 levels of volume.

EN Specifications

Earphones

BT version	v5.3
Audio codec support	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Play time	Up to 10 hrs
Playtime w/ charging case	Up to 35 hrs
Charging time	2hrs
Drivers	16.5mm
Impedance	22Ω
Weight	26g

Table Mic & Charging Case

Bluetooth version	v5.3
Audio codec support	LC3
Play time	Up to 56 hrs
Charging time	2hrs
Weight	78g

FAQ

Below are some of the most common questions people have during setup.

The earphones can't connect with the table mic.

- Enter the earphones into pairing mode - Put the earphones into the case and turn off Bluetooth on your mobile phone. The earphones will enter pairing mode automatically, indicated by the LED flashing BLUE & RED.
- Enter the case into pairing mode - While the case is off, press and hold the button on the case for 5 seconds or until the LED flashes BLUE & RED.
- Keep the earphones and case together and they will connect with each other.

Only hearing out of one earphone / one side sound

How to adjust volume of the earphones?

You can find a full FAQ list at avantree.com/support/acuear-pebble, or contact us directly for additional assistance.



Table of Contents

DE

Produktvorstellung (Kopfhörer)	14
Produktübersicht	14
Tastenfunktionen	15
LED Anzeigen	16
Produktvorstellung (Tischmikrofon und Ladekoffer 2-in-1) 16	
Produktüberblick	16
Tastenfunktionen	17
LED Anzeigen	17
Aufladen der Kopfhörer und der Box	18
Verwendung als Bluetooth TWS-Kopfhörer	19
Verwendung als Hörverstärker mit dem Tischmikrofon ...	20
Verwendung eines einzelnen Kopfhörers	22
Technische Daten	22
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	23
Kontaktieren Sie uns	57

Produktvorstellung (Kopfhörer)

Produktübersicht



Tastenfunktionen

DE


Nr.	Taste	Funktionen
1 oder 2	MFB am L / R Kopfhörer	Doppeltippen für Wiedergabe/Pause
		Zweimaliges Tippen, um den Anruf anzunehmen
		Zweimaliges Tippen, um den Anruf zu beenden
		2 Sekunden gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen
		5 Sekunden gedrückt halten, um ein-/ auszuschalten
		Bei Verwendung eines einzelnen Kopfhörers 1x tippen für 8 Lautstärkestufen
1	MFB am L Kopfhörer	Bei Verwendung beider Kopfhörer 1x tippen, um die Lautstärke zu verringern
2	MFB am R Kopfhörer	Bei Verwendung beider Kopfhörer 1x tippen, um die Lautstärke zu erhöhen


LED Anzeigen

Nr.	Anzeigen & Sprachansage	Status
A	Durchgehend Blau für 1 Sekunde	Eingeschaltet
	Durchgehend Rot für 1 Sekunde, dann aus	Ausgeschaltet
	Durchgehend Blau für 5 Sekunden, dannaus, Sprachansage "CONNECTED" oder "HEARING MODE"	Verbunden
	Durchgehend Rot	Lademodus
	LED aus	Voll aufgeladen
	Blinkt abwechselnd Rot und Blau, Sprachansage "PAIRING"	Kopplung

Produktvorstellung (Tischmikrofon und Ladekoffer 2-in-1)

Produktüberblick





Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1		1 Sekunden lang gedrückt halten, um den Hörhilfemodus ein-/auszuschalten


LED Anzeigen

Nr.	Anzeigen & Sprachansage	Status
A	Durchgehend Blau	Hörhilfetaste an
	Durchgehend Rote Licht für 1 Sekunde, dann aus	Hörhilfetaste aus
	Abwechselnd Blaues & Rotes Blinklicht	Kopplungsmodus
B	Weißes Blinken im Sekundentakt	Lademodus
	Vier LEDs leuchten durchgehend weiß	Voll aufgeladen

Aufladen der Kopfhörer und der Box


So laden Sie die Kopfhörer auf:

Legen Sie die Ohrhörer in die Hülle und schließen Sie die Hülle. Ein rotes Lämpchen auf den Kopfhörern zeigt an, dass der Ladevorgang läuft; sobald das Lämpchen erlischt, ist der Akku voll.



Zum Aufladen der Box:

Wenn die Batterie Ihres Gehäuses leer ist, blinken die 4 LEDs am Gehäuse weiß, wenn Sie es öffnen und wieder schließen. Zum Aufladen schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel am Ladeanschluss an und verbinden das andere Ende mit einem USB-Adapter (5V/500mA-2A, z. B. Ihr Handy-Ladegerät) oder einem USB-Anschluss am PC.




Die LED-Ladeanzeigen der Box blinken weiß, um den Ladestatus anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten die vier LEDs kontinuierlich weiß.

Verwendung als Bluetooth TWS-Kopfhörer

DE

SCHRITT 1

Ziehen Sie den Aufkleber ab und legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox. Beim Herausnehmen wechseln die Kopfhörer automatisch in den PAIRING-Modus, erkennbar am Blinken der blauen und roten LEDs.



SCHRITT 2

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und wählen Sie „Avantree AcuEar Pebble“ im Bluetooth-Menü.


SCHRITT 3

Halten Sie die Kopfhörer in die Nähe Ihres Geräts und warten Sie 5-10 Sekunden oder bis sie sich verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED-Anzeige beider Kopfhörer 5 Sekunden lang blau und erlischt dann.

Für die spätere Verwendung klicken Sie einmal auf die MFB-Taste, um die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen, oder wählen Sie „Avantree AcuEar Pebble“ im Bluetooth-Menü Ihres Geräts.


Verwendung als Hörverstärker mit dem Tischmikrofon

Das Tischmikrofon nimmt die Stimmen der Besprechungsteilnehmer auf und sendet sie direkt in Ihre Ohren.




SCHRITT 1

Drücken Sie die Taste "Hear Assist" am Tischmikrofon 1 Sekunde lang. Das Tischmikrofon wechselt in den Hörmodus, was durch das BLAUE Blinken der LED angezeigt wird.



SCHRITT 2

Warten Sie einige Sekunden lang. Das Tischmikrofon und die Kopfhörer sind erfolgreich verbunden, was durch das durchgehende BLAUE Leuchten der LED am Etui angezeigt wird.



HINWEIS: Das Mikrofon hat normalerweise eine Reichweite von bis zu 10 Metern / 33 Fuß zum Hörverstärker. Beachten Sie jedoch, dass menschliche Körper und Wände die Reichweite verringern können. Um die Reichweite zu maximieren, stellen Sie sicher, dass das AcuEar Pebble Mikrofon im direkten Sichtkontakt (Sichtlinie) ist.

Umschalten in den Bluetooth-Modus

Halten Sie die "Hear Assist"-Taste am Tischmikrofon 1 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Modus. Danach können Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts "Avantree AcuEar Pebble" auswählen.

Verwendung eines einzelnen Kopfhörers

DE

Der linke und rechte Kopfhörer können separat verwendet werden. Bei Verwendung eines einzelnen Kopfhörers können Sie einmal auf die Taste tippen, um zwischen 8 Lautstärkestufen zu wechseln.

Technische Daten

Kopfhörer

BT Version	v5.3
Audio-Codec-Unterstützung	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Spielzeit	Bis zu 10 Std.
Spielzeit mit Ladebox	Bis zu 35 Std.
Ladezeit	2 Std.
Ohrhörer-Treiber	16,5 mm
Impedanz	22Ω
Gewicht	26 g

Tismikrofon & Ladebox

Bluetooth Version	v5.3
Audio-Codec-Unterstützung	LC3
Spiezeit	Bis zu 56 Std.
Ladezeit	2 Std.
Gewicht	78 g

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

DE

Hier sind einige der häufig gestellten Fragen während der Einrichtung:

Die Kopfhörer können nicht mit dem Tischmikrofon verbunden werden.

- Versetzen Sie die Ohrhörer in den Pairing-Modus – Legen Sie die Ohrhörer in die Hülle und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aus. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus, was durch BLAU und ROT blinkende LED angezeigt wird.
- Versetzen Sie das Gehäuse in den Kopplungsmodus. Halten Sie bei ausgeschaltetem Gehäuse die Taste am Gehäuse 5 Sekunden lang gedrückt oder bis die LED BLAU und ROT blinkt.
- Halten Sie die Ohrhörer und das Gehäuse zusammen, dann verbinden sie sich miteinander.

Hören Sie nur über einen Kopfhörer/einen Seitenton

Wie stelle ich die Lautstärke der Kopfhörer ein?

Die Ohrhörer können nicht mit dem Tischmikrofon verbunden werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen korrekt befolgt haben. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie unsere vollständige FAQ-Liste unter avantree.com/support/acuear-pebble oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Hilfe.



Table des matières

Présentation du produit (écouteurs).....	25
Aperçu du produit.....	25
Fonctions des boutons	26
Indicateurs LED	27
Présentation Du Produit (Micro de table et étui de chargement 2-en-1).....	27
Aperçu du produit.....	27
Fonctions des boutons	28
Indicateurs LED	28
Chargement des écouteurs et de l'étui.....	29
Utilisation comme oreillettes Bluetooth TWS	30
Utilisation comme amplificateurs auditifs avec le micro de table	31
Utiliser un écouteur mono	33
Spécifications	33
FAQ.....	34
Nous contacter	57

Présentation du produit (écouteurs)

Aperçu du produit

FR



Fonctions des boutons


No.	Bouton	Fonctions
1 ou 2	MFB En L / R oreillette	Double-tap pour lire / mettre en pause
		Tapez une fois pour accepter l'appel
		Double-tap pour mettre fin à l'appel
		Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil
2		Lors de l'utilisation d'un seul écouteur, appuyez une fois pour faire défiler les 8 niveaux de volume.
1	MFB sur l'oreillette L	Lorsque vous utilisez les deux écouteurs, tapez une fois pour diminuer le volume.
2	MFB sur l'oreillette R	Lorsque vous utilisez les deux écouteurs, tapez une fois pour augmenter le volume.


Indicateurs LED

No.	Indicateurs et invite vocale	Statut
A	Bleu continu pendant 1 seconde	Marche
	Rouge fixe pendant 1 seconde puis éteint	Arrêt
	Bleu fixe pendant 5 secondes puis éteint, indicateur vocal "CONNECTED" ou "HEARING MODE".	Connecté
	Rouge solide	Chargement
	LED éteint	Chargement complet
	Clignotements alternés rouge et bleu, indicateur vocal "PAIRING".	Couplage

Présentation Du Produit (Micro de table et étui de chargement 2-en-1)

Aperçu du produit





Fonctions des boutons

No.	Bouton	Fonctions
1		Appuyez et maintenez pendant 1 seconde fois pour activer ou désactiver le mode d'assistance auditive


Indicateurs LED

No.	Indicateurs et invite vocale	Statut
A	Bleu solide	Écouter l'assistance sur
	Rouge fixe pendant 1 seconde puis éteint	L'assistance auditive est désactivée
	Clignotements rouges et bleus alternés	Mode d'appairage
B	Flash blanc toutes les secondes	Chargement
	Blanc fixe sur quatre LED	Chargement complet

Chargement des écouteurs et de l'étui


Pour charger les écouteurs :

Placez les écouteurs dans l'étui, puis fermez l'étui. Des voyants rouges fixes sur les écouteurs indiquent que la charge est en cours ; lorsque les voyants s'éteignent, vos écouteurs sont à pleine charge.



Pour recharger l'étui :

Si votre boîtier est à court de batterie, lorsque vous l'ouvrez puis le fermez, les 4 LED du boîtier clignoteront en blanc et vous devrez le recharger afin de recharger vos écouteurs. Branchez le câble de charge USB C fourni dans le port de charge, puis connectez l'autre extrémité à un adaptateur USB de 5V/ 500mA-2A (votre chargeur de téléphone ou similaire devrait fonctionner) ou au port USB d'un PC.




Les indicateurs de charge LED de l'étui clignotent en blanc pour indiquer l'état de charge. Lorsque la charge est complète, les quatre DEL deviennent blanches fixes.

Utilisation comme oreillettes Bluetooth TWS

ÉTAPE 1

Lorsqu'elles sont retirées de l'étui de chargement, les oreillettes passent automatiquement en mode PAIRING, comme l'indique le clignotement des DEL BLEUE et ROUGE.



ÉTAPE 2

Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez " Avantree AcuEar Pebble " dans le menu Bluetooth.

ÉTAPE 3


attendez 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'elles se connectent. Une fois la connexion établie, le voyant DEL des deux oreillettes devient bleu fixe pendant 5 secondes, puis s'éteint.

Pour une utilisation ultérieure, cliquez une fois sur le bouton MFB pour vous reconnecter au dernier appareil couplé ou sélectionnez « Avantree AcuEar Pebble » dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Utilisation comme amplificateurs auditifs avec le micro de table


FR

Le micro de table capte les voix des participants à la réunion et les envoie directement dans vos oreilles.



ÉTAPE 1

Appuyez longuement sur le bouton "Hear Assist" pendant 1 seconde sur le micro de table ; le micro de table entrera en mode auditif, indiqué par le clignotement de la LED BLEUE.




15

ÉTAPE 2

Attendez quelques secondes. Le micro de table et les écouteurs se connectent avec succès, comme l'indique le voyant lumineux de l'étui qui devient bleu fixe.

FR



REMARQUE : Votre microphone fonctionne généralement dans un rayon de 10 mètres / 33 pieds autour de votre amplificateur auditif. Notez que les corps humains et les murs peuvent réduire cette distance. Pour maximiser la portée, assurez-vous que vous pouvez voir le microphone AucEar Pebble (c.-à-d. ligne de mire).

Passer en mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton "Hear Assist" du micro de table et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour l'éteindre. Les oreillettes passeront automatiquement en mode Bluetooth. Vous pouvez ensuite sélectionner "Avantree AcuEar Pebble" dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Utiliser un écouteur mono

Les oreillettes R / L peuvent être utilisées séparément. Lorsque vous utilisez un écouteur mono, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton pour faire défiler les 8 niveaux de volume.

FR

Spécifications

Ecouteurs

Version BT	5.3v
Prise en charge des codecs audio	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Temps de jeu	Jusqu'à 10 heures
Playtime & étui de chargement	Jusqu'à 35 heures
Temps	2hrs
Drivers	16.5mm
Impedance	22Ω
Poids	26g

Microphone de table et étui de chargement

Version Bluetooth	5.3v
Prise en charge des codecs audio	LC3
Temps de jeu	Jusqu'à 56 heures
Temps de charge	2hrs
Poids	78g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquemment posées lors de l'installation.

FR

Les écouteurs ne peuvent pas se connecter au micro de table.

- Mettez les écouteurs en mode d'appairage - Mettez les écouteurs dans l'étui et désactivez le Bluetooth sur votre téléphone mobile. Les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage, indiqué par la LED clignotant en BLEU et ROUGE.
- Entrez le boîtier en mode d'appairage - Lorsque le boîtier est éteint, maintenez enfoncé le bouton du boîtier pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que la LED clignote en BLEU et ROUGE.
- Gardez les écouteurs et l'étui ensemble et ils se connecteront les uns aux autres.

N'entendre qu'avec un écouteur/un son latéral

Comment régler le volume des écouteurs ?



Vous pouvez trouver une liste complète de FAQ sur avantree.com/support/acuear-pebble, ou nous contacter directement pour une assistance supplémentaire.

Indice dei Conten

Introduzione al Prodotto (Auricolari)	36
Panoramica del Prodotto	36
Funzione dei Tasti	37
Indicatori LED	38
Introduzione al Prodotto (Microfono da tavolo e custodia di ricarica 2 in 1)	38
Panoramica del Prodotto	38
Button Functions	39
Indicatori LED	39
Ricaricare gli Auricolari e la Custodia	40
Utilizzo come Auricolari TWS Bluetooth	41
Utilizzo come Amplificatori Acustici con il Microfono da Tavolo	42
Utilizzo come Auricolare Singolo	44
Specifiche	44
FAQ	45
Contatti	57

Introduzione al Prodotto (Auricolari)

Panoramica del Prodotto



Funzione dei Tasti


No.	Tasto	Funzione
1 or 2	MFB su auricolare sinistro/destro	Tocca due volte per riprodurre/mettere in pausa
		Tocca una volta per accettare la chiamata
		Tocca due volte per terminare la chiamata
		Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata
		Tenere premuto per 5 secondi per accendere/spegnere
		Quando si utilizza un singolo auricolare, toccare una volta per selezionare uno degli 8 livelli di volume
1	MFB su auricolare sinistro	Quando utilizzi entrambi gli auricolari, tocca una volta per diminuire il volume
2	MFB su auricolare destro	Quando utilizzi entrambi gli auricolari, tocca una volta per aumentare il volume


Indicatori LED

No.	Indicatore & Feedback Vocale	Stao
A	Blu fisso per 1 secondo	Accensione
	Rosso fisso per 1 secondo poi spento	Spegnimento
	Blu fisso per 5 secondi poi spento, indicatore vocale "CONNECTED" o "HEARING MODE"	Connesso
	Rosso fisso	In carica
	LED spento	Ricarica completata
	Lampeggia rosso e blu alternato, indicatore vocale "PAIRING"	Pairing

Introduzione al Prodotto (Microfono da tavolo e custodia di ricarica 2 in 1)

Panoramica del Prodotto





Button Functions

No.	Tasto	Funzione
1		Tenere premuto per 1 secondo volta per attivare/disattivare la modalità Hear Assist (assistente Acustico)


Indicatori LED

No.	Indicatori & Feedback Vocale	Stato
A	Blu fisso	Hear Assist acceso
	Rosso fisso per 1 secondo poi spento	Hear Assist spento
	Rosso e blu che lampeggiano alternati	Modalità pairing
B	Lampeggia bianco ogni secondo	In carica
	Bianco fisso sui quattro LED	Ricarica completata

Ricaricare gli Auricolari e la Custodia


Per ricaricare gli auricolari:

Posiziona gli auricolari nella custodia e poi chiudi la custodia. Le luci LED rosse fisse sugli auricolari indicano che la ricarica è in corso; una volta spente le luci, la batteria degli auricolari sarà completamente carica.



Per ricaricare la custodia:

Se la batteria della custodia è scarica, quando la apri e poi la chiudi, i 4 LED sulla custodia lampeggeranno in bianco e dovrai ricaricarla per caricare gli auricolari. Collega il cavo di ricarica USB C, incluso nella confezione, alla porta di ricarica, quindi collegare l'altra estremità a un adattatore USB da 5V/500mA-2A (un caricabatterie del telefono o simile dovrebbero funzionare) o a una porta USB del PC.




Gli indicatori LED di ricarica della custodia lampeggeranno in bianco per indicare lo stato di ricarica. A carica completa, i quattro LED diventeranno bianchi fissi.

Utilizzo come Auricolari TWS Bluetooth

PASSO 1

Stacca l'adesivo e inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica. Una volta rimossi dalla custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità PAIRING, indicata dal LED lampeggiante in BLU e ROSSO.



PASSO 2

Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth.


PASSO 3

Tieni gli auricolari vicino al dispositivo e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta collegati correttamente, l'indicatore LED di entrambi gli auricolari diventerà blu fisso per 5 secondi, quindi si spegnerà.

Per un utilizzo successivo, fare clic una volta sul pulsante MFB per riconnettersi all'ultimo dispositivo accoppiato o selezionare "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth del dispositivo.


Utilizzo come Amplificatori Acustici con il Microfono da Tavolo

Il microfono da tavolo capta le voci dei partecipanti alla riunione e le invia direttamente nelle tue orecchie.




PASSO 1

Premi a lungo il pulsante "Hear Assist" per 1 secondo sul microfono da tavolo; il microfono da tavolo entrerà in modalità ascolto, indicata dal LED che lampeggia in BLU.



PASSO 2

Attendi qualche secondo. Il microfono da tavolo e gli auricolari si collegheranno correttamente, come indicato dal LED della custodia che diventa BLU fisso.



NOTA: Il microfono generalmente funziona entro un raggio massimo di 10 metri/33 piedi dall'amplificatore acustico. Nota che la presenza di persone o di pareti possono ridurre questa distanza. Per massimizzare la portata, assicurati di poter vedere il microfono AucEar Pebble (dovrebbe essere sempre nel tuo campo visivo).

Passare alla Modalità Bluetooth

Tieni premuto il pulsante "Hear Assist" sul microfono da tavolo per 1 secondo per spegnerlo. Gli auricolari passeranno automaticamente alla modalità Bluetooth. Quindi puoi selezionare "Avantree AcuEar Pebble" nel menu Bluetooth del tuo dispositivo per connetterli.

Utilizzo come Auricolare Singolo

Gli auricolari sinistro e destro possono essere utilizzati separatamente. Quando utilizzi un auricolare mono (singolo), puoi toccare il pulsante una volta per scegliere tra 8 livelli di volume.

Specifiche

Auricolari

Versione Bluetooth	v5.3
Codec audio supportati	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Tempo di riproduzione	Fino a 10 ore
Tempo di riproduzione con custodia di ricarica	Fino a 35 ore
Tempo di ricarica	2 ore
Driver	16.5mm
Impedenza	22Ω
Peso	26g

Microfono da Tavolo e Custodia di Ricarica

Versione bluetooth	v5.3
Codec audio supportati	LC3
Tempo di riproduzione	Fino a 56 ore
Tempo di ricarica	2 ore
Peso	78g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.



Gli auricolari non riescono a connettersi al microfono da tavolo.

- Inserisci gli auricolari in modalità abbinamento - Inserisci gli auricolari nella custodia e disattiva il Bluetooth sul tuo cellulare. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di associazione, indicata dal LED lampeggiante in BLU e ROSSO.
- Inserisci la custodia in modalità di accoppiamento - Mentre la custodia è spenta, tieni premuto il pulsante sulla custodia per 5 secondi o finché il LED non lampeggia in BLU e ROSSO.
- Tieni insieme gli auricolari e la custodia e si collegheranno tra loro.

Si sente solo il suono da un auricolare/da un lato

Come regolare il volume degli auricolari?

Puoi trovare un elenco completo delle domande frequenti su avantree.com/support/acuear-pebble o contattarci direttamente per ulteriore assistenza.



Índice de Contenido

Introducción del Producto (Auriculares)	47
Descripción del producto	47
Función de las Teclas	48
Indicadores LED	49
Introducción del Producto (Micrófono de mesa y estuche de carga 2 en 1)	49
Descripción del Producto	49
Función de las Teclas	50
Indicadores LED	50
Cargar los Auriculares y el Estuche	51
Usar como Auriculares Bluetooth TWS	52
Usar como Amplificadores Acústicos con el Micrófono de Escritorio	53
Usar como un Solo Auricular	55
Especificaciones	55
FAQ	56
Contáctenos	57

Introducción del Producto (Auriculares)

Descripción del producto

ES



Función de las Teclas


No.	Tecla	Función
1 or 2	MFB en el auricular izquierdo /derecho	Toca dos veces para reproducir/pausar
		Toca una vez para aceptar la llamada
		Toca dos veces para finalizar la llamada
		Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada
		Mantenga presionado durante 5 segundos para encender/apagar
2	Cuando use un solo auricular, toque una vez para seleccionar uno de los 8 niveles de volumen	
1	MFB en el auricular izquierdo	Cuando use ambos auriculares, toque una vez para disminuir el volumen
2	MFB en el auricular derecho	Cuando use ambos auriculares, toque una vez para aumentar el volumen


Indicadores LED

No.	Indicador y Comentarios de Voz	Estado
A	Azul fijo durante 1 segundo	Encendido
	Rojo fijo durante 1 segundo y luego apagado	Apagado
	Azul fijo durante 5 segundos y luego apagado, indicador de voz "CONNECTED" o "HEARING MODE".	Conectado
	Rojo sólido	Cargando
	LED apagado	Carga completada
	Parpadea en rojo y azul alternativamente, indicador de voz "PAIRING".	Emparejamiento

Introducción del Producto (Micrófono de mesa y estuche de carga 2 en 1)

Descripción del Producto





ES

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Mantenga presionado durante 1 segundo vez para activar/desactivar el modo Hear Assist (Amplificador Acustico).


Indicadores LED

No.	Indicador y Comentarios de Voz	Estado
A	Azul solido	Hear Assist encendido
	Rojo fijo durante 1 segundo y luego apagado	Hear Assist apagado
	Rojo y azul parpadeando alternativamente	Modo de emparejamiento
B	Parpadea en blanco cada segundo	Cargando
	Blanco fijo en los cuatro LED	Carga completada

Cargar los Auriculares y el Estuche


Para cargar los auriculares:

Coloque los auriculares en el estuche y luego ciérrelo. Las luces LED rojas fijas en los auriculares indican que la carga está en progreso; Una vez que se apaguen las luces, la batería de los auriculares estará completamente cargada.



Para recargar el estuche:

Si su estuche se queda sin batería, cuando lo abra y luego lo cierre, los 4 LED del estuche parpadearán en blanco y deberá recargarlo para poder cargar sus auriculares. Conecte el cable de carga USB C, incluido en el paquete, al puerto de carga, luego conecte el otro extremo a un adaptador USB de 5V/500mA-2A (un cargador de teléfono o similar debería funcionar) o un puerto USB de su PC.




Los indicadores LED de carga en el estuche parpadearán en blanco para indicar el estado de carga. Cuando esté completamente cargada, los cuatro LED se volverán de color blanco fijo.

Usar como Auriculares Bluetooth TWS

PASO 1

Una vez retirados del estuche de carga, los auriculares ingresarán automáticamente al modo EMPAREJAMIENTO, indicado por el LED parpadeando en AZUL y ROJO.



PASO 2

Encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Avantree AcuEar Pebble" en el menú de Bluetooth.


PASO 3

Mantenga los auriculares cerca del dispositivo y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado correctamente, el indicador LED de ambos auriculares se volverá azul fijo durante 5 segundos y luego se apagará.

Para uso posterior, haga clic en el botón MFB una vez para volver a conectarse al último dispositivo emparejado o seleccione "Avantree AcuEar Pebble" en el menú Bluetooth de su dispositivo.


Usar como Amplificadores Acústicos con el Micrófono de Escritorio

El micrófono de mesa capta las voces de los participantes de la reunión y las envía directamente a sus oídos.




PASO 1

Mantenga presionado el botón "Hear Assist" durante 1 segundo en el micrófono de escritorio; el micrófono de escritorio entrará en modo de escucha, indicado por el LED parpadeando en AZUL.



PASO 2

Espere unos segundos. El micrófono de escritorio y los auriculares se conectarán correctamente, como lo indica el LED de la carcasa que se vuelve AZUL fijo.



NOTA: El micrófono generalmente funciona dentro de un radio máximo de 10 metros/33 pies desde el amplificador de sonido. Tenga en cuenta que la presencia de personas o paredes puede reducir esta distancia. Para maximizar el alcance, asegúrese de poder ver el micrófono AucEar Pebble (siempre debe estar en su campo de visión).

Cambiar al Modo Bluetooth

Mantenga presionado el botón "Hear Assist" en el micrófono de escritorio durante 1 segundo para apagarlo. Los auriculares cambiarán automáticamente al modo Bluetooth. Luego puede seleccionar "Avantree AcuEar Pebble" en el menú Bluetooth de su dispositivo para conectarlos.

Usar como un Solo Auricular

Los auriculares izquierdo y derecho se pueden utilizar por separado. Cuando utilice un auricular monoaural (único), puede tocar el botón una vez para elegir entre 8 niveles de volumen.

ES

Especificaciones

Auriculares

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de audio compatibles	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Tiempo de reproducción	Hasta a 10 horas
Tiempo de reproducción con estuche de carga	Hasta a 35 horas
Tiempo de carga	2 horas
Driver	16.5mm
Impedancia	22Ω
Peso	26g

Micrófono de Escritorio y Estuche de Carga

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de audio compatibles	LC3
Tiempo de reproducción	Hasta a 56 horas
Tiempo de carga	2 horas
Peso	78g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Los auriculares no se pueden conectar con el micrófono de mesa.

- Ingrese los auriculares al modo de emparejamiento: coloque los auriculares en el estuche y apague el Bluetooth de su teléfono móvil. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente, indicado por el LED parpadeando en AZUL y ROJO.
- Ingrese el estuche al modo de emparejamiento: mientras el estuche está apagado, presione y mantenga presionado el botón del estuche durante 5 segundos o hasta que el LED parpadee en AZUL y ROJO.
- Mantenga los auriculares y el estuche juntos y se conectarán entre sí.

Solo se escucha por un auricular/sonido de un lado

¿Cómo ajustar el volumen de los auriculares?

Puede encontrar una lista completa de preguntas frecuentes en avantree.com/support/acuear-pebble o contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/acuear-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: PHA-126M
Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-126M-V1

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.