

UREVO SMART SCALE

User Manual



IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product.
Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

**Manufacturer: Shenzhen Yile
Dynamic Technology Co., LTD.**

Address: 1205-1206, Tianliao Building,
Tangchang Road, Tanglang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen, China

Version: 1.0



MADE IN P.R.C



Activate UREVO App Now
For Longer Warranty &
Smart Features Access

Mode.URWS001

 **UREVO**

Table of Content

02	EN	DISPOSAL
03		FCC STATEMENT
04		PRODUCT SPECIFICATION
04		DISPLAY INSTRUCTIONS
04		SAFETY PRECAUTIONS
05		DIRECTIONS FOR USE
06		APP DOWNLOAD AND MEASURE
08		SMART SCALE WARRANTY POLICY

Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling center.



Dispose of the device in an environmentally friendly manner.

Dispose of it at a recycling center for used electrical and electronic devices.

You can obtain more information from your local authorities.



The batteries should be removed prior to disposal of the device and disposed of separately from the device.

To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points.

Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

FCC Statement

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product specification

Size	278*278*24mm
Weight	1.18kg
Battery	3*AAA
Division value	50g
Measurement Range	0.3-180kg
Display	LED
Material	ABS, Safety tempered glass
PS:Specific information for each model, According to the outer packing	

Display instructions

1. Lo(low battery)
2. C (test error)
3. OL(Overweight prompt)
4. Unable to boot or display (replace the battery)

Note: After the product appears "OL", please take out the battery and reinstall it, which can be measured within the weighing rang

Safety precautions

Be sure to read safety precautions before use.



- This product should not be used by those equipped with pacemaker,artificial lung or wearing electrocardiograph.
- Do not use this product on slippery surfaces

Directions for use

The correct way to measure

- Please put the product on the hard flat floor, do not put on the carpet or others soft ground, or it will cause inaccurate measurement data.
- Clear before each measurement.
Reset method:After lightly stepping on the scale, the screen number will automatically return to 0.0lb or 0.00lb




place the scale on level ground



Do not place on carpets or soft floors

The correct way to stand



APP download and measure

Step 1: APP Download

- Scan QR code to download UREVO SmartCoach App.
- iOS can be downloaded through the App Store and Android can be downloaded through Google Play




Step 2: How to connect the scale for the first time

- Click "Add Device", enter the search device page, click "weight scale" to search;
- Activate the scale, search for the scale device and connect it;
- You can start taking weight data;




Step 3: Weigh & View data

Go to the Scale home page to view measurements and more.



Units Switch:

The scale is designed with two kinds of weighing units to choose, kg/lb. Press the unit key at the back of scale to choose the weighing unit you'd like to use.



SMART SCALE WARRANTY POLICY

1. From the date of purchase, you can enjoy a year of replacement service.
2. Within 15 days of purchase, the product quality problems (non-man-made damage), the merchant bears the back and forth freight, product quality for a year, within a year to provide new.

UREVO, using its sole discretion, will either repair or replace free of charge any part(s) proven to be defective under normal home use. Any repair or replacement shall provide no new warranty coverage, but shall retain only the remaining portion of the original product's warranty. This warranty is offered only to the original purchaser and is not transferable. Proof of original purchase is required.

Name	
Cellphone number	
Purchasing date	
Business name	
Product model	

Maintenance record	The fault phenomenon	
	Repair content	
	The date of repair	
	Maintenance personnel	

Product certificate

Place of Origin: Guangdong, China

Inspector: _____ The access time: _____

Inhaltsverzeichnis

10	DE	ENTSORGUNG
11		FCC-ERKLÄRUNG
12		PRODUKTSPEZIFIKATION
12		HINWEISE ZUM DISPLAY
12		SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
13		GEBRAUCHSANWEISUNG
14		APP HERUNTERLADEN UND MESSEN
16		GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR DIE SMART SCALE

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bitte entsorgen Sie es in einer umweltfreundlichen Weise und bringen Sie es zu einem recyclingzentrum.



Entsorgen Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise. Entsorgen Sie es bei einer Recyclingstelle für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Die Batterien sollten vor der Entsorgung des Geräts entnommen und getrennt vom Gerät entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt dürfen nicht wiederaufladbare und wiederaufladbare Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu geeigneten Sammelstellen gebracht werden. Beachten Sie auch die einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Entsorgung von Batterien.

FCC-Erklärung

Die Anwendung dieses Produkts unterliegt den 2 folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Interferenzen tolerieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.
- (3) Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Anwender die Berechtigung zur Handhabung dieses Produkts verliert.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Produkt der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten zu gewähren.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; falls es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, können schädliche Interferenzen im Funkverkehr auftreten. Trotzdem kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation nicht doch Interferenzen auftreten. Sollte dieses Produkt schädliche Interferenzen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann, muss der Benutzer die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie diese anders.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Produktspezifikation

Abmessungen	278 x 278 x 24 mm
Gewicht	1,18kg
Batterie	3*AAA
Skalenteilung	50 g
Messbereich	0,3-180 kg
Display	LED
Material	ABS, gehärtetes Sicherheitsglas
PS: Spezifische Informationen für jedes Modell, entsprechend der äußeren Verpackung	

Hinweise zum Display

1. Lo (Batterie schwach)
2. C (Messfehler)
3. OL (Überlastungswarnung)
4. Keine Anzeige oder Start nicht möglich (Batterie austauschen)

Hinweis: Erscheint auf dem Display „OL“, bitte die Batterie entnehmen und erneut einsetzen. Danach kann innerhalb des zulässigen Messbereichs wieder gewogen werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheitshinweise lesen.



- Dieses Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die einen Herzschrittmacher tragen, eine künstliche Lunge besitzen oder ein Elektrokardiogrammgerät verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf rutschigen Oberflächen.

Gebrauchsanweisung

Die korrekte Art der Messung.

- Stellen Sie das Produkt auf einen harten, ebenen Boden, nicht auf einen Teppich oder einen anderen weichen Untergrund, da dies zu ungenauen Messdaten führen kann.
- Vor jeder Messung zurücksetzen.
Rücksetzmethode: Nach dem kurzzeitigen Betreten der Waage wird die Anzeige automatisch auf 0,0 lb oder 0,00 kg zurückgesetzt



Sie Waage auf einen ebenen Untergrund stellen



Nicht auf Teppichen oder weichen Böden verwenden

Die richtige Art zu positionieren



App herunterladen und messen

Schritt 1: APP herunterladen

- Scannen Sie den QR-Code, um die UREVO SmartCoach App herunterzuladen.
- Für iOS kann über den App Store heruntergeladen und für Android über Google Play.



Schritt 2: Erste Verbindung der Waage

- Drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“, öffnen Sie die Seite für die Gerätesuche und klicken Sie auf „Waage“, um zu suchen;
- Aktivieren Sie die Waage, suchen Sie das Waagengerät und verbinden Sie es;
- Sie können nun Gewichtsdaten erfassen;



Schritt 3: Wiegen und Daten anzeigen


Gehen Sie zur Homepage der Waage, um Messungen und mehr zu sehen.



Einheiten wechseln:

Die Waage ist so konzipiert, dass zwei verschiedene Wägeeinheiten zur Auswahl stehen: kg/lb. Drücken Sie die Einheitentaste auf der Rückseite der Waage, um die gewünschte Wägeeinheit zu wählen.

Drücken Sie hier, um zwischen kg und lb zu schalten



GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR DIE SMART SCALE

1. Ab dem Kaufdatum haben Sie ein Jahr lang Anspruch auf einen Ersatzteilservice.

2. Treten innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf Qualitätsprobleme auf (sofern diese nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden), übernimmt der Verkäufer die Versandkosten für Rücksendung und Ersatzlieferung. Das Produkt verfügt über eine einjährige Qualitätsgarantie, innerhalb derer bei Qualitätsmängeln ein Ersatz bereitgestellt wird.

UREVO wird nach eigenem Ermessen alle Teile, die sich bei normalem Hausgebrauch als defekt erweisen, entweder reparieren oder kostenlos ersetzen. Eine Reparatur oder ein Austausch bietet keinen neuen Garantieschutz, sondern behält nur den verbleibenden Teil der Garantie für das ursprüngliche Produkt bei. Diese Garantie wird nur dem Erstkäufer gewährt und ist nicht übertragbar. Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich.

Name	
Mobilfunknummer	
Datum der Beschaffung	
Name des Unternehmens	
Produktmodell	

Wartungs- Protokoll	Fehlersymptom	
	Art der Reparatur	
	Datum der Reparatur	
	Wartungspersonal	

Produktzertifikat	
Herkunftsort: Guangdong, China	
Prüfer: _____	Zugriffszeitpunkt: _____

Índice

18	ES	ELIMINACIÓN
19		DECLARACIÓN DE LA FCC
20		ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
20		INSTRUCCIONES DE LA PANTALLA
20		PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
21		INSTRUCCIONES DE USO
22		DESCARGAR LA APLICACIÓN Y MEDIR
24		POLÍTICA DE GARANTÍA DE LA BALANZA INTELIGENTE

Eliminación



El material de embalaje es reciclable. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y llévelo a un centro de reciclaje.



Deseche el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente.

Deséchelo en un centro de reciclaje para dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

Puede obtener más información de sus autoridades locales.



Las baterías deberán retirarse antes de desechar el dispositivo y desecharse por separado.

Para proteger el medio ambiente, las baterías recargables y no recargables no deberán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a los puntos de recogida adecuados.

Además tenga en cuenta la normativa legal vigente sobre la eliminación de baterías.

Declaración de la FCC

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

(3) Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Especificaciones del producto

Tamaño	278 x 278 x 24 mm
Peso	1,18 kg
Batería	3 x AAA
Valor de división	50 g
Rango de medición	0,3-180 kg
Pantalla	LED
Material	ABS, vidrio templado de seguridad
PD: Información específica para cada modelo, según el embalaje exterior	

Instrucciones de la pantalla

1. Lo (batería baja)
2. C (error de prueba)
3. OL (aviso de sobrepeso)
4. No se puede iniciar ni mostrar (reemplazar la batería)

Nota: Después de que el producto muestre "OL", extraiga la batería y vuelva a colocarla; la medición se realizará dentro del rango de pesaje.

Precauciones de seguridad

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de usar.



- Este producto no deberá ser utilizado por personas con marcapasos, pulmón artificial o electrocardiógrafo.
- No utilice este producto sobre superficies resbaladizas.

Instrucciones de uso

Forma correcta de medir.

- Coloque el producto sobre una superficie plana y dura; no lo coloque sobre alfombras ni superficies blandas, ya que los datos de medición podrían ser inexactos.

- Limpie la superficie antes de cada medición.

Método de reinicio: Después de usar la balanza por la noche, la pantalla volverá automáticamente a 0,0 lb (0,0 kg) o 0,00 lb (0,00 kg).



Coloque la balanza sobre una superficie plana



No la coloque sobre alfombras ni suelos blandos

Forma correcta de colocarse



Descargar la aplicación y medir

Paso 1: Descargar la aplicación

- Escanee el código QR para descargar la aplicación UREVO SmartCoach.
- Puede descargar la aplicación para iOS a través de la App Store y la aplicación para Android a través de Google Play.



Paso 2: Cómo conectar la balanza por primera vez

- Haga clic en "Agregar dispositivo", acceda a la página de búsqueda de dispositivos y haga clic en "balanza" para buscar;
- Active la balanza, busque la balanza y conéctela;
- Puede comenzar a tomar datos de peso;




Paso 3: Pesar y ver datos

Vaya a la página de inicio de la balanza para ver las mediciones y más.



Cambio de unidades:

La balanza está diseñada con dos tipos de unidades de pesaje para elegir: kg/lb. Presione la tecla de unidad en la parte posterior de la balanza para seleccionar la unidad de pesaje que desee usar.



POLÍTICA DE GARANTÍA DE LA BALANZA INTELIGENTE

1. A partir de la fecha de compra, puede disfrutar de un año de servicio de reemplazo.
2. Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si se presentan problemas de calidad del producto (daños no causados por el hombre), el vendedor se hará cargo del flete de ida y vuelta.

Nosotros, a nuestra entera discreción, repararemos o sustituiremos gratuitamente cualquier pieza que se demuestre defectuosa en condiciones normales de uso doméstico. Cualquier reparación o sustitución no proporcionará una nueva cobertura de garantía, sino que conservará únicamente la parte restante de la garantía del producto original. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador original y no es transferible. Se necesita presentar el certificado de compra original.

Nombre	
Número de teléfono móvil	
Fecha de compra	
Nombre de la empresa	
Modelo de producto	

Historial de mantenimiento	Fenómeno de fallo	
	Contenido de la reparación	
	Fecha de reparación	
	Personal de mantenimiento	

Certificado del producto

Lugar de origen: Guangdong, China

Inspector: _____ Hora de acceso: _____

Table des matières

26	FR	ÉLIMINATION
27		DÉCLARATION FCC
28		SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
28		INDICATIONS D’AFFICHAGE
28		PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
29		MODE D’EMPLOI
30		TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION ET PRISE DE MESURES
32		POLITIQUE DE GARANTIE DE LA BALANCE CONNECTÉE

Élimination



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez les éliminer de manière respectueuse de l'environnement en les déposant dans un centre de recyclage.



Mettez l'appareil au rebut de manière respectueuse de l'environnement.

Apportez-le dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés.

Veuillez également respecter les réglementations légales en vigueur concernant l'élimination des piles.



Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut de l'appareil et éliminées séparément de l'appareil.

Pour protéger l'environnement, les piles non rechargeables et rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être déposées dans des points de collecte appropriés.

Veuillez également respecter les réglementations légales en vigueur concernant l'élimination des piles.

Déclaration FCC

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
- (3) Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Spécifications du produit

Taille de l'appareil	278*278*24 mm
Poids	1,18 kg
Batterie	3 piles AAA
Valeur de graduation	50 g
Plage de mesure	0,3-180 kg
Affichage	LED
Matériau	ABS, verre trempé de sécurité
REMARQUE : Informations spécifiques pour chaque modèle, selon l'emballage extérieur	

Indications d'affichage

1. Lo (pile faible)
2. C (erreur de test)
3. OL (surcharge)
4. Impossible de démarrer ou d'afficher (remplacez la pile)

Remarque : Lorsque le produit affiche « OL », veuillez retirer la pile puis la réinstaller ; la mesure pourra ensuite être effectuée dans la plage de pesée autorisée.

Précautions de sécurité

Veuillez lire les précautions de sécurité avant utilisation.



- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque, un poumon artificiel ou un électrocardiographe.
- Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces glissantes.

Mode d'emploi

La méthode correcte de mesure.

- Placez l'appareil sur un sol dur et plat. Ne pas le poser sur un tapis ou une autre surface molle, cela entraînerait des données de mesure inexactes.
- Remise à zéro avant chaque mesure.
Méthode de réinitialisation : Après être monté sur la balance, l'affichage revient automatiquement à 0,0 lb ou 0,00 lb.




Poser la balance sur un sol plat et stable



Ne pas placer sur des tapis ou sols mous

La bonne façon de se placer sur la balance



Téléchargement de l'application et prise de mesures

Étape 1 : Téléchargement de l'application

- Scannez le code QR pour télécharger l'application UREVO SmartCoach.
- iOS peut être téléchargé via l'App Store et Android peut être téléchargé via Google Play.



Étape 2 : Connexion de la balance pour la première fois

- Cliquez sur « Ajouter un appareil », accédez à la page de recherche, cliquez sur « Balance » pour lancer la recherche ;
- Activez la balance, recherchez l'appareil et connectez-le ;
- Vous pouvez commencer à enregistrer votre poids ;




Étape 3 : Pesée et consultation des données

Accédez à la page d'accueil pour consulter les mesures et les détails.



Changement d'unité de mesure :

La balance propose deux unités de mesure, le kilogramme et la livre (kg et lb). Appuyez sur le bouton à l'arrière de la balance pour sélectionner l'unité souhaitée.



POLITIQUE DE GARANTIE DE LA BALANCE CONNECTÉE

1. A partir de la date d'achat, vous bénéficiez d'un service de remplacement d'un an.
2. Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité (hors dommages causés par l'homme), les frais de port aller-retour sont à la charge du vendeur. La garantie qualité dure un an, et pendant cette période, un produit neuf peut être fourni.

UREVO se réserve le droit de réparer ou remplacer gratuitement toute pièce jugée défectueuse dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Toute réparation ou remplacement ne prolonge pas la garantie, mais conserve la durée restante de la garantie initiale. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est requise.

Nom	
Numéro de téléphone	
Date d'achat	
Nom du magasin	
Modèle du produit	

Registre de maintenance	Description de la panne	
	Détails de la réparation	
	Date de la réparation	
	Personnel de maintenance	

Certificat de produit

Lieu de fabrication : Guangdong, Chine

Inspecteur : _____ Heure d'accès : _____

Indice

34	IT	SMALTIMENTO
35		DICHIARAZIONE FCC
36		SPECIFICHE DEL PRODOTTO
36		ISTRUZIONI DEL DISPLAY
36		PRECAUZIONI DI SICUREZZA
37		INDICAZIONI PER L'USO
38		SCARICARE L'APP E PROCEDERE ALLA MISURAZIONE
40		INFORMATIVA SULLA GARANZIA DELLA BILANCIA INTELLIGENTE

Smaltimento



Il materiale di imballaggio può essere riciclato. Smaltirlo nel rispetto dell'ambiente e portarlo presso un centro di riciclaggio.



Smaltire il dispositivo nel rispetto dell'ambiente. Smaltirlo presso un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici usati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.



Prima di procedere allo smaltimento del dispositivo è necessario rimuovere le batterie e smaltirle separatamente. Per proteggere l'ambiente, batterie non ricaricabili e ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portate in appositi centri di raccolta. Attenersi inoltre alle norme di legge che regolamentano lo smaltimento delle batterie.

Dichiarazione FCC

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose;
- (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato;
- (3) qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.

Questi limiti sono pensati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora questa apparecchiatura sia causa di interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, il che può essere stabilito spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente deve cercare di risolvere il problema adottando uno o più metodi indicati qui di seguito: riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;

- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per ricevere assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Specifiche del prodotto

Dimensioni	278*278*24 mm
Peso	1,18 kg
Batterie	3*AAA
Valore di divisione	50 g
Intervallo di misurazione	0,3-180 kg
Display	LED
Materiale	ABS, vetro temperato di sicurezza
PS: Informazioni specifiche per ciascun modello, in base all'imballaggio esterno	

Istruzioni del display

1. Lo (batteria scarica)
2. C (errore di prova)
3. OL (avviso di peso eccessivo)
4. Impossibile avviare o visualizzare (sostituire la batteria)

Nota: quando viene visualizzata la scritta "OL", estrarre la batteria e reinstallarla. Questa può essere misurata all'interno dell'intervallo di pesatura.

Precauzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere le precauzioni di sicurezza.



- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di pacemaker, dotate di polmoni artificiali o con un elettrocardiografo collegato.
- Non utilizzare il prodotto su superfici scivolose.

Indicazioni per l'uso

Il modo corretto di misurare.

- Posizionare il prodotto su un pavimento piano e duro, non su tappeti o altre superfici morbide. In caso contrario, i dati di misurazione potrebbero non essere accurati.
- Pulire prima di ogni misurazione.

Metodo di ripristino: una volta saliti sulla bilancia, il numero sullo schermo ritorna automaticamente a 0,0 lb oppure a 0,00 lb.



Posizionare la bilancia su una superficie piana



Non posizionare la bilancia su tappeti o superfici morbide

Il modo corretto di posizionarsi



Scaricare l'app e procedere alla misurazione

Fase 1: Scaricare l'APP

- Scansionare il codice QR per scaricare l'App UREVO SmartCoach.
- I dispositivi iOS possono scaricarla dall'App Store, mentre quelli Android possono procedere da Google Play.



Fase 2: Come collegare la bilancia per la prima volta

- Fare clic su "Aggiungi dispositivo", accedere alla pagina di ricerca del dispositivo, fare clic su "bilancia pesapersone" per effettuare la ricerca;
- attivare la bilancia, cercare il dispositivo bilancia e collegarlo;
- è possibile iniziare a rilevare i dati sul peso;




Fase 3: Pesare e visualizzare dati

Accedere alla pagina iniziale della bilancia per visualizzare le misurazioni e molto altro.



Commutazione dell'unità di misura:

La bilancia è stata progettata con due tipi di unità di pesatura tra cui scegliere, kg e libbre. Premere il tasto dell'unità, posizionato sul retro della bilancia, per scegliere l'unità di pesatura che si desidera utilizzare.



INFORMATIVA SULLA GARANZIA DELLA BILANCIA INTELLIGENTE

1. Per un anno a partire dalla data di acquisto, è possibile usufruire del servizio di sostituzione.

2. Entro 15 giorni dalla data di acquisto, devono essere evidenziati eventuali problemi relativi alla qualità del prodotto (danni non causati dall'uomo). Gli esercenti si assumono i costi di trasporto, la qualità del prodotto per un anno e l'obbligo a fornirne di nuovi entro un anno.

UREVO, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente qualsiasi parte difettosa in condizioni di normale utilizzo domestico. Qualsiasi riparazione o sostituzione non fornirà alcuna nuova copertura di garanzia, ma manterrà solo il periodo rimanente della garanzia originale del prodotto. La garanzia non è trasferibile e copre esclusivamente l'acquirente originale. È richiesta la prova d'acquisto originale.

Nome	
Numero di cellulare	
Data di acquisto	
Nome dell'azienda	
Modello del prodotto	

Registro di manutenzione	Manifestazione del guasto	
	Contenuto della riparazione	
	Data della riparazione	
	Personale addetto alla manutenzione	

Certificato del prodotto

Luogo di origine: Guangdong, Cina

Ispettore: _____ Ora di accesso: _____

Spis treści

42	PL	UTYLIZACJA
43		OŚWIADCZENIE FCC
44		DANE TECHNICZNE PRODUKTU
44		WSKAZANIA WYŚWIETLACZA
44		ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
45		INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
46		POBIERZ APLIKACJĘ I DOKONAJ POMIARU
48		POLITYKA GWARANCYJNA INTELIGENTNEJ WAGI

Utylizacja



Materiał opakowania podlega recyklingowi. Należy go zutylizować w sposób przyjazny środowisku i przekazać do punktu recyklingu.



Urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny środowisku.

Urządzenie należy zutylizować w punkcie recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać od lokalnych władz.



Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie i zutylizować osobno.

W celu ochrony środowiska, baterie jednorazowe i akumulatory nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych. Należy je oddać do odpowiednich punktów zbiórki.

Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii.

Oświadczenie FCC

Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.
- (3) Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia limity dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, i jeśli nie jest zainstalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia za pomocą jednej lub kilku z poniższych metod:

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

Dane techniczne produktu

Wymiary	278*278*24 mm
Waga	1,18 kg
Bateria	3*AAA
Dokładność	50 g
Zakres pomiaru	0,3-180 kg
Wyświetlacz	LED
Materiał	ABS, bezpieczne szkło hartowane
PS: Szczegółowe informacje dla każdego modelu znajdują się na opakowaniu zewnętrznym.	

Wskazania wyświetlacza

1. Lo (niski poziom baterii)
2. C (błąd pomiaru)
3. OL (przekroczenie wagi)
4. Brak możliwości włączenia lub wyświetlania (należy wymienić baterię)

Uwaga: Po pojawieniu się „OL” na wyświetlaczu, należy wyjąć baterię i ponownie ją zainstalować, można włożyć ponownie dokonywać pomiarów w zakresie wagi.

Środki ostrożności

Przed użyciem należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności.



- Produktu nie powinny używać osoby z rozrusznikiem serca, sztucznym płucem lub noszące elektrokardiograf.
- Nie używać produktu na śliskich powierzchniach.

Instrukcja użytkowania

Prawidłowy sposób pomiaru:

- Umieść wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Nie stawiaj jej na dywanie ani miękkim podłożu, ponieważ może to prowadzić do błędnych wyników pomiaru.
- Przed każdym pomiarem wyzeruj wagę.
Metoda resetowania: Po wejściu na wagę, ekran automatycznie wyzeruje się do 0,0 lb lub 0,00 lb.




Umieść wagę na równej powierzchni



Nie umieszczaj wagi na dywanach ani miękkiej podłodze

Prawidłowy sposób stania



Pobierz aplikację i dokonaj pomiaru

Krok 1: Pobranie aplikacji

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację UREVO SmartCoach.
- Wersję przeznaczoną na system iOS możesz pobrać z App Store, a na Android z Google Play.




Krok 2: Jak połączyć wagę po raz pierwszy

- Kliknij „Dodaj urządzenie”, przejdź do strony wyszukiwania urządzenia, kliknij „waga”, aby wyszukać;
- Aktywuj wagę, wyszukaj urządzenie i połącz się z nim;
- Możesz rozpocząć zapisywanie danych pomiaru wagi;



Krok 3: Zważ się i sprawdź dane


Przejdź do strony głównej wagi, aby zobaczyć pomiary i dodatkowe informacje.



Przełączanie jednostek:

Waga obsługuje dwie jednostki miary: kg/lb. Naciśnij przycisk jednostki z tyłu wagi, aby wybrać żądaną jednostkę.

Naciśnij tutaj, aby przełączyć jednostki kg/lb



POLITYKA GWARANCYJNA INTELIGENTNEJ WAGI

1. Od daty zakupu przysługuje roczna usługa wymiany.
2. W ciągu 15 dni od zakupu, w przypadku problemów z jakością produktu (niezależnych od użytkownika), sprzedawca pokrywa koszty wysyłki w obie strony, jakość produktu objęta jest gwarancją przez rok, z możliwością otrzymania nowego urządzenia w tym czasie.
- UREVO, według własnego uznania, naprawi lub wymieni bezpłatnie każdą część, która okaże się wadliwa podczas normalnego użytkowania domowego. Wszelka naprawa lub wymiana nie przedłuża gwarancji, ale zachowuje jedynie pozostały okres pierwotnej gwarancji produktu. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wymagany jest dowód zakupu.

Imię i nazwisko	
Numer telefonu	
Data zakupu	
Nazwa firmy	
Model produktu	

Historia serwisowania	Opis usterki	
	Zakres naprawy	
	Data naprawy	
	Serwisant	

Certyfikat produktu

Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny

Inspektor: _____ Data dostępu: _____