


Quick Start Guide

Quick Start Guide	01
Schnellstart-Guide	09
Guía Rápida	17
Guide d'utilisation rapide	25
クイックガイド	33
신속 가이드	41
Краткое руководство	49



Charging

Charge this product with a USB-C charger. The indicator will be normally green when the battery is fully charged.



Precautions for charging:

1. For charging safety, please use the USB-C charging cable that is supplied along with the product, or a standard 5V charger. Keep this product dry during charging.
2. Charge this product at 1°C to 45°C.
3. If this product becomes hot during charging, please disconnect the charger immediately and contact our customer service center.

Indicator Statuses

Bluetooth connection

Indicator Color	Indicator Status	Headband Status
Blue	Flashing slowly	Waiting for mobile terminal connection
Blue	Flashing fast	Pairing
Green	Normally ON for 30s or OFF after successfully wearing	Connected successfully

Charging status

Green	Flashing slowly	Charging
Green	Normally ON	Charging Completed
Red	Flashing	Low battery protection (battery < 10%)

Others

Blue	Normally ON	Firmware upgrading
Red to green	Flashing red to green	Failure in firmware upgrading
Red	Flashing	Anomaly in charging
Red-blue	Flashing alternately	Internal software failure

Product specifications

Product name	Zentopia
Device name	Portable EEG Feedback Device
Model	CL1A
Dimensions	655mm*140mm*42.5mm
Weight	50g
Battery capacity	95mAh
Charging time	About 2.5h
Battery life	About 10h
Connection mode	BLE 5.0
Charging interface	USB-C

Packing list



BrainCo
device *1



Quick Start
Guide *1




Safety
Guide *1



USB-C
charging cable *1

Product overview



Device connection

1. Downloading and registration

- Scan the QR code below to download and install the App.
- Open the App and complete the registration or login. (Note: Make sure your phone's Bluetooth is enabled before connection.)




2. Pairing connection


- Power-on: Press and hold the power button for 2s and release it when the indicator is ON.
 - Pairing: Press and hold the power button for 5s. The indicator will be flashing blue in the pairing status.
- (! If the headband is used for the first time, the pairing mode will be automatically enabled

after power-on.)

c) Power-off: Press and hold the power button for 2s and release it when the indicator is OFF.




d) Connection: Find the Bluetooth name of the device, and add the device for pairing according to the instructions on the App interface. Click the Bluetooth name to complete the pairing.




Wearing

1. Make sure that the device faces forward (with the BrainCo logo in front). Hold the middle part with both hands, and attach the device centrally on the forehead. (Note: For accurate signal reading, please wipe the forehead with a wet tissue before wearing the device, so that the forehead is clean without any hair.)




2. Tighten the headband properly into an appropriate position, until all electrodes are in full contact with the skin.



Aufladen

Verwenden Sie das USB-C Ladekabel, um das Gerät aufzuladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün durchgehend.



Aufladehinweise:

1. Um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-C Ladekabel oder ein Ladegerät mit Standard-5V. Halten Sie das Gerät beim Aufladen trocken.
2. Laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 1°C bis 45°C auf.
3. Wenn Sie beim Aufladen feststellen, dass das Gerät überhitzt, trennen Sie bitte sofort das Ladegerät und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Statusanzeige der Leuchtanzeige

Bluetooth-Verbindung

Lichtfarbe	Lichtstatus	Status des Kopfbandes
Blaues Licht	langsames Blinken	Warten auf Verbindung mit dem Mobilgerät
Blaues Licht	schnelles Blinken	Koppeln
Grünes Licht	leuchtet 30 Sekunden lang durchgehend oder erlischt nach erfolgreichem Anlegen	Erfolgreich verbunden

Ladestatus

Grünes Licht	langsames Blinken	Laden
Grünes Licht	leuchtet durchgehend	Ladevorgang abgeschlossen
Rotes Licht	Blinken	Niedrigenergieschutz (Batteriestand <10%)


Andere Zustände

Blaues Licht	leuchtet durchgehend	Firmware-Upgrade
Rotes Licht wechselt zu grünem Licht	Rotes Licht blinkt und wechselt dann zu grünem Licht	Firmware-Upgrade fehlgeschlagen
Rotes Licht	Blinken	Ladefehler
Rotes und blaues Licht	abwechselnd Blinken	Interner Softwarefehler

Produktspezifikationen

Produktname	Zentopia
Produktname	Tragbares EEG-Rückkopplung-Gerät
Typ	CL1A
Größe	655mm*140mm*42.5mm
Gewicht	50g
Akkukapazität	95mAh
Ladezeit	ca. 2,5h
Akkulaufzeit	ca. 10h
Verbindungsmethode	BLE 5.0
Ladeanschluss	USB-C

Packliste



EEG-
Gerät*1



Schnellstart-
Guide*1




Sicherheitsanlei-
tung*1



USB-C
Ladekabel*1

Produktübersicht



Geräteverbindung

1. Herunterladen und registrieren

- Scannen Sie den untenstehenden QR-Code und laden Sie die App herunter.
- Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich oder melden Sie sich an. (Beachten: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth am Telefon eingeschaltet ist.)




2. Koppeln und verbinden


- Einschalten: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie ihn los, nachdem die Anzeige aufleuchtet.
- Koppeln: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt, das blaue Licht blinkt schnell, und das Gerät geht in den Koppelmodus.

(! Beim ersten Gebrauch des Stirnbandes gelangt es nach dem Einschalten automatisch in den Koppelmodus.)

c) Ausschalten: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie ihn los, nachdem die Anzeige erlischt.




d) Verbinden: Sehen Sie den Bluetooth-Namen auf dem Gerät und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen der App zum Pairing hinzu, indem Sie den Bluetooth-Namen auf der Oberfläche drücken.




Geräteanlegen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach vorne zeigt (das BrainCo-Logo auf der Stirnseite ist korrekt sichtbar), halten Sie die Mitte des Geräts mit beiden Händen fest und setzen Sie es mittig auf die Stirn. (Beachten: Um eine genaue Signalabnahme sicherzustellen, reinigen Sie die Stirn vor dem Aufsetzen mit einem feuchten Tuch und stellen Sie sicher, dass die Stirn sauber und frei von Haaren ist.)




2. Ziehen Sie das Stirnband an den Seiten nach Bedarf fest, um es zu tragen, und justieren Sie das Gerät so, dass alle Elektroden die Haut vollständig berühren.



Carga

Utilice el cable de carga USB-C para cargar su dispositivo. Cuando la batería está llena, la luz indicadora ilumina en color verde.



Precauciones de carga:

1. Para garantizar la seguridad de la carga, utilice el cable de carga USB-C que viene con este producto o utilice un cargador estándar de 5 V para cargar. Mantenga seco durante la carga.
2. Cargue en un ambiente con una temperatura de entre 1 °C y 45 °C.
3. Si la temperatura del producto aumenta durante la carga, desconecte el cargador inmediatamente y comuníquese con el servicio al cliente.

Descripción del estado de la luz indicadora

Conexión Bluetooth

Color de luz	Estado de luz	Estado de diadema
Luz azul	Parpadeo lento	Esperando conexión móvil
Luz azul	Parpadeo rápido	Emparejando
Luz verde	Permanece encendida durante 30 segundos o apaga después de un uso exitoso	Conexión exitosa

Estado de carga

Luz verde	Parpadeo lento	Cargando
Luz verde	Encendida	Carga completada
Luz roja	Parpadea	Protección de carga de batería baja (carga <10%)


Otras situaciones

Luz azul	Encendida	Actualización de firmware
Cambio de luz roja a luz verde	La luz roja parpadea y luego se vuelve verde	Actualización de firmware fallida
Luz roja	Parpadea	Carga anormal
Luz roja y luz azul	Parpadeo alternativo	Falla interna del software

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Zentopia
Nombre del dispositivo	Dispositivo portátil de retroalimentación EEG
Modelo	CL1A
Tamaño	655mm*140mm*42.5mm
Peso	50g
Capacidad de la batería	95mAh
Tiempo de carga	Aproximadamente 2,5 h
Autonomía	Aproximadamente 10 h
Método de conexión	BLE 5.0
Puerto de carga	USB-C

Lista de embalaje



Dispositivo *1



Guía
Rápida *1




Guía de
Seguridad *1



Cable de carga
USB-C *1

Descripción general del producto



Conexión del dispositivo

1. Descargar y registrarse

- a) Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.
- b) Abra la aplicación y complete el registro o inicie sesión. (Nota: Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado al conectarse)




2. Conexión por emparejamiento


- a) Encendido: Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos, luego suéltelo cuando se encienda la luz indicadora.
- b) Emparejar: Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 5 segundos, la luz azul parpadeará rápidamente y entrará en el estado de emparejamiento.

(! Cuando utilice la diadema por primera vez, entrará automáticamente en el estado correspondiente después de encenderla.)

c) Apagado: Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos, luego suéltelo cuando se apaga la luz indicadora.




d) Conexión: Vea el nombre de Bluetooth en el dispositivo, agregue el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la interfaz de la aplicación para ingresar al emparejamiento, haga clic en el nombre de Bluetooth en la interfaz para completar el emparejamiento.




Llevar el dispositivo

1. Asegúrese de que el dispositivo esté mirando hacia adelante (el logotipo de BrainCo en su frente está hacia el frente), sostenga la parte central del dispositivo con ambas manos y colóquelo centrado en su frente. (Nota: Para garantizar una lectura precisa de la señal, límpiase la frente con un pañuelo húmedo antes de usarlo para mantenerla limpia y libre de cabellos cortos.)




2. Apriete ambos lados de la diadema adecuadamente para usarla, ajuste el dispositivo a la posición adecuada y asegúrese de que todos los electrodos estén completamente en contacto con la piel.



Charge

Utilisez le câble de charge USB-C pour charger l'appareil. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux est toujours allumé en vert.



Précautions de charge :

1. Pour garantir une charge sûre, veuillez utiliser le câble de charge USB-C fourni avec le produit ou un chargeur standard de 5 V pour la charge. Veillez à ce que l'appareil reste sec pendant la charge.
2. Chargez l'appareil dans un environnement de température entre 1°C à 45°C.
3. Si vous constatez que la température du produit augmente pendant la charge, débranchez immédiatement le chargeur et contactez notre Service client.

Description de l'état des voyants lumineux

Connexion Bluetooth

Couleur du voyant lumineux	État du voyant lumineux	État du bandeau
Voyant bleu	Clignote lent	En attente d'une connexion à un appareil mobile
Voyant bleu	Clignote rapide	Appairage en cours
Voyant vert	S'allume pendant 30 s ou s'éteint lorsque l'appairage a réussi	Connexion réussie

État de charge

Voyant vert	Clignote lent	Charge en cours
Voyant vert	S'allume toujours	Complètement chargé
Voyant rouge	Clignote	Protection contre la batterie faible (puissance < 10 %)


Autres conditions

Voyant bleu	S'allume toujours	Mise à niveau du firmware
Le voyant rouge passe au voyant vert	Le voyant rouge clignote puis passe au voyant vert	Échec de la mise à jour du firmware
Voyant rouge	Clignote	Charge anormale
Voyant rouge et bleu	Clignote alternativement	Défaut du logiciel interne

Caractéristiques techniques du produit

Désignation du produit	Zentopia
Désignation de l'appareil	Appareil portable de retour d'EEG
Modèle	CL1A
Dimensions	655mm*140mm*42.5mm
Poids	50g
Capacité de la batterie	95mAh
Durée de charge	Environ 2,5 heures
Autonomie	Environ 10 heures
Méthode de connexion	BLE 5.0
Port de charge	USB-C

Liste d'emballage



1 Appareil électroencéphalophe



1 Guide d'utilisation rapide




1 Consignes de sécurité



1 Câble de charge USB-C


Vue d'ensemble du produit



Connexion de l'appareil

1. Téléchargement et enregistrement

- Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.
- Ouvrez l'application et procédez à l'enregistrement ou à la connexion. (Note : Assurez-vous que le Bluetooth est activé lors de la connexion).



2. Appairage et connexion


- Démarrage de l'appareil : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 s, et relâchez-le lorsque le voyant lumineux s'allume.
- Appairage : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5 s, et le voyant bleu clignote rapidement, ce qui indique que l'appareil entre dans l'état d'appairage.

(! Lors de la première fois, le bandeau entre automatiquement dans l'état d'appairage après avoir été allumé).

c) Arrêt de l'appareil : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 s, le voyant lumineux s'éteint, puis relâchez le bouton.




d) Connexion : Vérifiez le nom Bluetooth sur l'appareil, ajoutez l'appareil pour entrer dans l'appairage selon les instructions à l'interface de l'application, et cliquez sur le nom Bluetooth à l'interface pour terminer l'appairage.




Port de l'appareil

1. Assurez-vous la bonne direction de l'appareil (selon le logo BrainCo sur le front), tenez la partie centrale de l'appareil avec les deux mains et centrez-le sur le front. (Note : (Pour garantir une lecture précise des signaux, essuyez votre front avec une serviette en papier humide avant de porter l'appareil et veillez à ce que votre front soit propre et dépourvu de poils errants).




2. Portez le bandeau en serrant correctement ses côtés et réglez l'appareil dans la bonne position pour vous assurer que toutes les électrodes sont en contact total avec la peau.



充電

USB-C充電ケーブルで機器を充電します。電池が満充電になっているときは、指示ランプが常時緑点灯します。



充電の注意事項:

1. 充電の安全性を確保するため、本製品に付属のUSB-C充電ケーブルを使用するか、標準の5V充電器を使用して充電してください。充電中は乾燥した状態に保ってください。
2. 1°C~45°Cの温度環境で充電してください。
3. 充電中に製品の温度が上昇した場合は、直ちに充電器を取り外し、カスタマーサービスに連絡してください。

指示ランプの状態説明

Bluetooth接続

ランプの色	ライトの状態	ヘッドバンドの状態
青点灯	低速点滅	モバイル端末の接続を待っている
青点灯	高速点滅	ペアリング中
緑点灯	30s常時点灯するか、着用成功後に消灯する	接続に成功

充電状態

緑点灯	低速点滅	充電中
緑点灯	常時点灯	充電完了
赤点灯	点滅	低電気量保護(電気量<10%)


その他の状況

青点灯	常時点灯	ファームウェアのアップグレード
赤点灯から緑点灯に切り替わる	赤点滅後に緑点灯に切り替わる	ファームウェアのアップグレードに失敗
赤点灯	点滅	充電異常
赤青点灯	が交互に点滅する	内部ソフトウェア故障

製品仕様

製品名	Zentopia
機器名	ポータブルEEGフィードバック装置
型番	CL1A
寸法	655mm*140mm*42.5mm
重量	50g
電池容量	95mAh
充電時間	約2.5h
航続時間	約10h
接続方法	BLE 5.0
充電インターフェース	USB-C

包装リスト



脳波計*1



クイックガイド*1




安全ガイド*1



USB-C充電ケーブル*1


製品概要



機器接続

1. ダウンロードと登録

- 次のQRコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールします。
- アプリを開き、登録またはログインを完了します。(注:接続時は携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認してください)




2. ペアリング接続

- 電源投入:電源キーを2秒間長押しし、指示ランプが点灯したら手を放すことができます。
- ペアリング:電源キーを5秒間長押しすると、青点灯して高速点滅し、ペアリング状態に入ります。(!ヘッドバンドを初めて使用する場合、電源を入れると自動的にマッチング状態になります。)

c) シャットダウン:電源キーを2秒間長押しし、指示ランプが消灯したら手を放すことができます。




d) 接続:機器上のBluetooth名を確認し、App画面のガイドに従って機器を追加してペアリングに入り、画面でBluetooth名をクリックしてペアリングを完了します。




機器の着用

1. 機器が正方向であること（額のBrainCoロゴが正面を向いていること）を確認し、両手で機器の中央部分を握り、額に中央に付けてください。（注：信号の正確な読み取りを確保するために、着用前にウェットティッシュで額を拭いて、額の前をきれいにし、髪が割れないようにしてください。）




2. 着用のためのヘッドバンドの両側を適切に引き締め、適切な位置に機器を調整し、すべての電極が肌に十分に接触することを確認します。



충전

USB-C충전선을 사용하여 장치를 충전합니다. 배터리가 충전 다되면 표시등이 녹색으로 항상 켜집니다.



충전 주의사항:

1. 안전한 충전을 위해 본 제품에付属된 USB-C 충전선 또는 표준 5V 충전기를 사용하여 충전하십시오. 충전 시 건조해야 합니다.
2. 충전은 1°C~45°C 사이의 온도환경에서 실시해 주십시오.
3. 충전 중 제품 온도가 상승하면 즉시 충전기를 끄고 고객센터에 연락하십시오.

지시등 상태 설명

블루투스 연결

등불 색깔	등의 상태	머리띠 상태
파란등	느린 깜박임	모바일 연결 대기 중
파란등	플래시몹	매칭 중
녹색등	항상 30초간 밝게 하거나 착용 성공 후 꺼짐	연결 성공

충전 상태

녹색등	느린 깜박임	충전중
녹색등	항상 밝게 함	충전 완료
빨간등	깜빡임	저전력 보호(배터리<10%)

기타 상황

파란등	항상 밝게 함	고체 업그레이드
빨간 신호등에서 녹색 신호등으로 바뀝니다	빨간 신호등이 깜빡인 후 녹색 신호등으로 바뀝니다	고체 업그레이드 실패
빨간등	깜빡임	충전 이상
빨간파란등	번갈아 가며 깜빡임	내부 소프트웨어 장애

제품 규격

제품명칭	Zentopia
설비명칭	이동식 EEG 피드백 장치
모델	CL1A
사이즈	655mm*140mm*42.5mm
중량	50g
배터리 용량	95mAh
충전 시간	약 2.5시간
항속 시간	약 10시간
연결 방식	BLE 5.0
충전 접구	USB-C

포장 리스트



뇌전증 장비*1



신속 가이드*1




안전 가이드*1



USB-C 충전선*1


제품 개요



장비 연결

1. 다운로드 및 로그인


- a) 아래 큐알코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치합니다.
- b) 앱을 열어 로그인 및 등록을 완료합니다. (주의사항: 연결시 휴대폰 블루투스가 켜져있도록 확보해주세요)




2. 매칭 연결

- a) 기계를 가동: 전원 버튼을 2초간 길게 누르고 지시등이 켜진 후 손을 놓으시면 됩니다.
- b) 매칭: 전원 버튼을 5초간 길게 누르면 파란불이 깜빡이며 매칭 상태가 됩니다.
(! 헤드링을 처음 사용하시면 기계를 가동하면 자동으로 매칭 상태가 됩니다.)

c) 전원을 끄다: 전원 버튼을 2초간 길게 누르고 지시등이 꺼진 후 손을 놓으시면 됩니다.




d) 연결: 장치의 블루투스 이름을 확인하고 App 인터페이스 지침에 따라 장치를 추가하여 매칭을 진행하고 인터페이스에서 블루투스 이름을 클릭하여 매칭을 완료합니다.




장비 착용

1. 장비가 정확한 방향으로 놓았는지 확인하고(이마에 Brain Co 로고 있으면 정확한 방향), 장비의 중간 부분을 양손으로 잡고 중앙 이마 위에 붙입니다. (주의사항: 정확한 신호 판독을 위해 착용 전 이마를 멀티슈로 닦아 잔머리 없이 청결하게 유지해 주세요.)




2. 머리띠의 양쪽을 적절히 당겨 착용하고 모든 전극이 피부에 완전히 닿도록 장비를 적절한 위치로 조정합니다.



Зарядка

Используйте зарядный кабель USB-C для зарядки оборудования. При полной зарядке индикатор горит постоянным зеленым светом.



Зарядный кабель USB-C

Особые замечания при зарядке:

1. Чтобы обеспечить безопасность зарядки, пожалуйста, используйте зарядный кабель USB-C, который поставляется в комплекте с данным продуктом, или используйте стандартное зарядное устройство 5 В для зарядки. Поддерживайте сухость во время зарядки.
2. Заряжайте при температуре окружающей среды в пределах 1°C~45°C.
3. Если во время зарядки обнаружится, что температура продукта повышается, немедленно отключите зарядное устройство и свяжитесь с обслуживанием клиентов.

Описание состояния индикатора

Соединение Bluetooth

Цвет индикатора	Состояние индикатора	Состояние налобной ленты
Синий индикатор	Медленное мигание	Ожидание соединения мобильного терминала
Синий индикатор	Быстрое мигание	Идет сопряжение
Зеленый индикатор	Постоянное свечение 30 сек или после успешного ношения гаснет	Успешное соединение

Состояние зарядки

Зеленый индикатор	Медленное мигание	Идет зарядка
Зеленый индикатор	Постоянное свечение	Зарядка завершена
Красный индикатор	Мигает	Защита от низкого заряда (заряд <10%)


Другие ситуации

Синий индикатор	Постоянное свечение	Перепрошивка
Красный индикатор переходит в Зеленый индикатор	Красный индикатор мигает, а затем переходит в Зеленый индикатор	Перепрошивка не удалась
Красный индикатор	Мигает	Ненормальная зарядка
Красный и синий индикатор	Попеременно мигают	Неисправность внутреннего программного обеспечения

Технические характеристики продукта

Название продукта	Zentopia
Название оборудования	Портативное устройство обратной связи с ЭЭГ
Модель	CL1A
Размер	655mm*140mm*42.5mm
Вес	50g
Емкость аккумулятора	95mAh
Время зарядки	Примерно 2,5 ч
Время автономной работы	Примерно 10 ч
Способ соединения	BLE 5.0
Порт для зарядки	USB-C

Список упаковки



Электроэнцефалографическое устройство*1



Краткое руководство*1




Руководство по безопасности*1



Зарядный кабель USB-C *1

Обзор продукта



Соединение оборудования

1. Скачивание и регистрация

- а) Отсканируйте QR-код ниже, загрузите и установите приложение.
- б) Откройте приложение, завершите регистрацию или вход. (Примечание: при соединении убедитесь, что Bluetooth на телефоне включен)



2. Сопряжение и соединение


- а) Включение: долго нажмите кнопку питания на 2 секунды, отпустите, когда загорится индикатор.
- б) Сопряжение: долго нажмите кнопку питания на 5 секунд, синий индикатор начнет быстро мигать, чтобы войти в состояние сопряжения.

(! При первом использовании налобного кольца оно автоматически перейдет в состояние сопряжения после включения).

с) Выключение: долго нажмите кнопку питания на 2 секунды, отпустите, когда индикатор гаснет.




d) Соединение: проверьте имя Bluetooth на оборудовании, добавьте оборудование для сопряжения в соответствии с рекомендациями интерфейса приложения, нажмите на имя Bluetooth в интерфейсе для завершения сопряжения.




Ношение оборудования

1. Убедитесь, что оборудование надето в правильном направлении (логотип BrainCo спереди на лбу). Держите оборудование обеими руками за центральную часть и разместите его по центру на лбу. (Примечание: чтобы обеспечить точные считывания сигнала, перед ношением прибора протрите лоб влажной салфеткой, следите за тем, чтобы передняя часть лба была чистой и не имела обломанных волос).



2. Затяните обе стороны налобной ленты для ношения подходящим образом и отрегулируйте оборудование в подходящем положении, чтобы обеспечить полный контакт всех электродов с кожей.





Scan the QR code
to download the App