

# RestOn


Sleep Tracker

Achieve your best sleep

Z400TWP

Sleepace


## 1 Device and controls



Items supplied and packaging:

- 1 \*Sleeppace Sleep Tracker      2 \*Power Adaptor      3 \*Instruction manual

## 2 Activating and positioning the Sleep Tracker



- 1 Remove the magnetic cover.
- 2 Put the piezo strap between mattress and sheet as shown approximately at the height of your chest. The housing will be fixed on the side of the bed (on the sheet).
- 3 Put back the magnetic cover, connect power supply to start the device.
- 4 Connect the app and start sleep monitoring.

### 3 Downloading the app

Download and install the app on your smartphone. You can download the app free of charge from Google Play Store or Apple App Store. Search for " Sleepware".



iOS 8.0 or later, Android 4.3 or later.

### 4 Connecting to the app

- 1.Create an account
- 2.Remove the magnetic cover and put it back to restart the device
- 3.Start the connecting process as the app prompts
- 4.Connecting process completed, please follow the app's instructions to monitor your sleep and check the sleep report

### 5 Indicator LED Instructions

Power On	Indicator LED lights up in green for 1 seconds
Magnetic cover's position is in active mode	Indicator LED lights up in green, then goes off when exit the AP mode

### 6 Technical specifications

Housing	104mm*54mm*18.6mm
Sensor	830mm*45mm*1.5mm
Weight	220g
Power Supply	Power adaptor 5.0V / 1A
Operating Conditions	0°C -40°C (32°F -104°F)
Transmitting Method	Wi-Fi
Compatibility	iOS 8.0 or later, Android 4.3 or later

### 7 Safety notice

Only use the unit for the specific purpose described in the instruction manual. Any misuse will void the warranty.

- The unit is only designed for indoor use.
- The appliance is only suitable for use on flat and even bed surfaces. Do not use the Sleepace Sleep Monitor on mobile beds (such as inflatable beds or hammocks), as this could damage the appliance.
- This device is not a medical device and cannot be used to prevent sudden death.
- The use of this device does not replace the advice of a physician.
- People with health problems should principally consult a physician before using this device.
- This item must not be used on patients with a cardiac pacemaker.
- Do not excessively bend this product. The built-in sensor may be damaged.

- Do not let the device come in contact with liquids. It is not waterproof.
- The device must not be used close to any source of vibration (e.g. washing machines, loud music etc.) as the vibrations could affect the functions of the device.
- Only use the device within the ambient conditions mentioned in the chapter "technical specifications"
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## 8 Warranty

Please contact your dealers for warranty service.

For more information on the product warranty or service questions, please go to [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).

## 9 Certification

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## 1 Gerät und Bedienelemente




Lieferumfang und Verpackung:

1 \*Sleeppace Schlafmonitor

2 \*Netzstecker

3 \*Gebrauchsanweisung

## 2 Aktivieren und Positionieren des Schlafmonitors



- 1 Entfernen Sie die magnetische Abdeckung.
- 2 Positionieren Sie das Piezo-Band wie abgebildet zwischen Matratze und Bett-laken, so dass es etwa in Brusthöhe liegt. Das Gehäuse wird an der Seite des Bettes am Laken befestigt.
- 3 Setzen Sie die magnetische Abdeckung wieder auf, schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät zu starten.
- 4 Verbinden Sie die App und starten Sie die Schlafüberwachung.

### 3 Download der App

Laden Sie App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone. Sie können die App kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen. Suchen Sie nach " Sleepware".



iOS 8.0 oder höher, Android 4.3 oder höher.

### 4 Verbinden mit der App

1. Erstellen Sie ein Konto
2. Entfernen Sie die magnetische Abdeckung und legen Sie sie zurück, um das Gerät neu zu starten
3. Starten Sie den Verbindungsvorgang, während die App auffordert
4. Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um Ihren Schlaf zu überwachen und den Schlafbericht zu überprüfen

### 5 Anzeige

Ein	Die Anzeige-LED leuchtet 1 Sekunden lang grün
Die Position der magnetischen Abdeckung befindet sich im aktiven Modus	Die Anzeige-LED leuchtet grün und erlischt dann, wenn der AP-Modus verlassen wird

### 6 Technische Daten

Gehäuse	104mm*54mm*18.6mm
Sensor	830mm*45mm*1.5mm
Gewicht	220g
Energieversorgung	Netzstecker 5.0V / 1A
Betriebsbedingungen	0°C -40°C (32°F -104°F)
Übertragungsmethode	Wi-Fi
Kompatibilität	iOS 8.0 oder höher, Android 4.3 oder höher

## 7 Sicherheitshinweis

Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.


- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch auf flachen, ebenen Betten-Oberflächen vorgesehen. Benutzen Sie den Sleepace Schlafmonitor nicht auf mobilen Betten (wie z.B. Luftbetten oder Hängematten), da dies das Gerät beschädigen könnte.
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt und kann nicht zur Verhinderung eines plötzlichen Herztodes genutzt werden.
- Der Gebrauch dieses Gerätes ersetzt nicht die Konsultation eines Arztes.
- Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten grundsätzlich einen Arzt vor der Gerätebenutzung konsultieren.
- Das Gerät darf nicht bei Menschen eingesetzt werden, die einen Herzschrittmacher benutzen.
- Das Gerät darf nicht exzessiv gebogen werden. Der eingebaute Sensor könnte beschädigt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten gelangen. Es ist nicht wasserdicht.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Vibrationsquellen (z.B. Waschmaschinen, laute Musik etc.) benutzt werden, da die Vibrationen die Gerätefunktion beeinträchtigen können.
- Benutzen Sie das Gerät nur innerhalb der in den "technischen Daten" angegebenen Umgebungsbedingungen!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## 8 Garantie

Wenden Sie sich an Ihren Händler für mehr Informationen zu Garantieleistungen.

Nähere Informationen zum Produkt zur Garantie und zur Wartung finden Sie unter [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).


## 1 Apparecchio ed elementi per la regolazione



Materiale in dotazione e imballaggio:

- 1 \*Strumento di monitoraggio del sonno Sleeppace    2 \*Adattatore di alimentazione    3 \*Istruzioni per l'uso

## 2 Attivazione e posizionamento dello strumento di monitoraggio del sonno



- 1** Rimuovere la copertura magnetica.
- 2** Posizionare il nastro piezoelettrico come illustrato tra il materasso e il lenzuolo in modo che si trovi all'altezza del petto. L'alloggiamento viene fissato al lenzuolo al lato del letto.
- 3** Rimettere il coperchio magnetico, collegare l'alimentazione per avviare il dispositivo.
- 4** Collega l'app e avvia il monitoraggio del sonno.



### 3 Download dell'app

Caricare l'app e installarla sullo smartphone. L'app può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store e dall'Apple App Store. Cercare "Sleepware".



iOS 8.0 o successivo, Android 4.3 o successive.

### 4 Collegamento con l'app

1. Crea un account
2. Rimuovere il coperchio magnetico e rimetterlo per riavviare il dispositivo
3. Avvia il processo di connessione come richiesto dall'app
4. Completato il processo di connessione, si prega di seguire le istruzioni dell'app per monitorare il sonno e controllare il rapporto sul sonno

### 5 Spia

Accensione	Il LED indicatore si illumina in verde per 1 secondi
La posizione del coperchio magnetico è in modalità attiva	Il LED indicatore si illumina in verde, quindi si spegne quando si esce dalla modalità AP

### 6 Dati tecnici

Alloggiamento	104mm*54mm*18.6mm
Sensore	830mm*45mm*1.5mm
Peso	220g
Alimentazione elettrica	Adattatore di alimentazione 5.0V / 1A
Condizioni di funzionamento	0°C -40°C (32°F -104°F)
Metodo di trasmissione	Wi-Fi
Compatibilità	iOS 8.0 o successivo, Android 4.3 o successive

## 7 Avviso di sicurezza

Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'impiego previsto come da istruzioni. In caso di uso diverso, si estingue qualsiasi diritto di garanzia.


- L'apparecchio è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo in ambienti interni.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente su superfici del letto piane. Non utilizzare lo strumento di monitoraggio del sonno Sleepace su letti mobili (come ad es. letti ad aria o amache) altrimenti l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
- Questo apparecchio è un prodotto medicale e non può essere utilizzato per prevenire una morte cardiaca improvvisa.
- L'utilizzo di questo apparecchio non sostituisce la consultazione del medico.
- Le persone con problemi di salute devono consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato dalle persone con un pacemaker.
- L'apparecchio non deve essere piegato eccessivamente. Il sensore integrato potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con liquidi. Non è impermeabile.
- L'apparecchio non deve stare nelle vicinanze di fonti di vibrazione (ad es. lavatrici, musica ad alto volume, ecc.) perché ciò potrebbe pregiudicare il suo funzionamento.
- Utilizzare l'apparecchio solo nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nei "dati tecnici".
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenze, purché siano sorvegliati o informati a.
- proposito dell'uso sicuro del dispositivo e comprendano i pericoli derivanti.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- I bambini non possono effettuare la.

## 8 Garanzia

si prega di contattare il proprio rivenditore per l'assistenza in garanzia.

Per ulteriori informazioni sul prodotto informazioni sulla garanzia oppure per richiedere assistenza, visita il sito web [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).


## 1 Dispositivo y elementos de control



Volumen de suministros y embalaje:

1 \*Monitor de sueño Sleeppace    2 \*Adaptador de corriente    3 \*manual de instrucciones

## 2 Activación y posicionamiento del monitor de sueño



- 1 Retire la cubierta magnética.
- 2 Coloque la cinta piezo como se muestra en la figura, entre el colchón y la sábana de forma que quede aproximadamente a la altura del pecho. La carcasa se fija a la sábana en el lateral de la cama.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta magnética, conecte la fuente de alimentación para encender el dispositivo.
- 4 Conecte la aplicación e inicie la supervisión del sueño.

### 3 Descarga de la aplicación

Descargue la aplicación e instálela en su teléfono inteligente. Puede descargar gratuitamente la aplicación de Google Play Store o Apple App Store. Busque « Sleepware ».



iOS 8.0 o posterior, Android 4.3 o posterior.

### 4 Conexión con la aplicación

1. Crea una cuenta
2. Retire la cubierta magnética y colóquela de nuevo para reiniciar el dispositivo
3. Comience el proceso de conexión a medida que la aplicación lo solicite
4. Proceso de conexión completado, siga las instrucciones de la aplicación para controlar su sueño y consultar el informe de suspensión

### 5 Indicador de luz

Encendido	El LED indicador se ilumina en verde durante 1 segundos
La posición de la cubierta magnética está en modo activo	El LED indicador se ilumina en verde, luego se apaga cuando sale del modo AP

### 6 Datos técnicos

Carcasa	104mm*54mm*18.6mm
Sensor	830mm*45mm*1.5mm
Peso	220g
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente 5.0V / 1A
Condiciones de uso	0°C -40°C (32°F -104°F)
Método de transmisión	Wi-Fi
Compatibilidad	iOS 8.0 o posterior, Android 4.3 o posterior

## 7 Aviso de seguridad

Utilice el aparato sólo según su uso previsto descrito en las instrucciones de manejo. Si utiliza el aparato para otro fin que no sea su uso previsto perdería el derecho de garantía.


- El aparato ha sido diseñado exclusivamente para su uso en interiores.
- El aparato está previsto exclusivamente para el uso en superficies llanas y lisas de la cama. No utilice el monitor de sueño Sleepace en camas móviles (p. ej. camas hinchables o hamacas), ya que podrían dañar el aparato.
- Este aparato no es un producto sanitario y no puede utilizarse para prevenir una muerte cardíaca repentina.
- El uso de este aparato no sustituye a la consulta en persona con un profesional de la salud.
- Las personas con problemas de salud deberían consultar siempre a un médico antes de utilizar el aparato.
- Las personas con marcapasos no deben utilizar el aparato.
- El aparato no debe doblarse en exceso. El sensor incorporado podría resultar dañado.
- Evite que el aparato entre en contacto con líquidos. No es resistente al agua.
- El aparato no debe utilizarse cerca de fuentes de vibración (p. ej. lavadoras, música alta, etc.), ya que las vibraciones podrían alterar su funcionamiento.
- El aparato debe utilizarse siempre en las condiciones ambientales indicadas en los «datos técnicos».
- Este equipo lo pueden emplear niños a partir de 8 años, personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales o personas sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o se les haya mostrado el funcionamiento del dispositivo y se les hayan indicado claramente los posibles riesgos.
- Los niños no podrán jugar con el dispositivo.
- Los niños no podrán limpiar ni poner a punto el dispositivo sin supervisión.

## 8 Garantía

Contacte con el distribuidor para el servicio de garantía.

Para más información sobre el producto garantía o preguntas sobre el servicio, vaya a [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).


## 1 Appareil et éléments de commande



Éléments fournis et emballage:

1 \*Moniteur de sommeil Sleepspace    2 \*Adaptateur secteur    3 \*Mode d'emploi

## 2 Activation et positionnement du moniteur de sommeil



- 1 Retirez le couvercle aimanté.
- 2 Positionnez la bande piézoélectrique entre le matelas et le drap-housse comme cela est illustré, et ce, à hauteur de poitrine. Le boîtier est fixé sur le côté du lit, sur le drap-housse.
- 3 Remettez le couvercle magnétique, connecter l'alimentation pour démarrer l'appareil.
- 4 Connectez l'application et commencez la surveillance du sommeil.

### 3 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application et installez-la sur votre smartphone. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans le Google Play Store ou l'Apple App Store. Recherchez « Sleepware ».



iOS 8.0 ou ultérieur, Android 4.3 ou ultérieur.

### 4 Connexion à l'application

1. Créer un compte
2. Retirez le couvercle magnétique et remettez-le en place pour redémarrer l'appareil.
3. Lancez le processus de connexion lorsque l'application vous invite
4. Connexion processus terminé, s'il vous plaît suivez les instructions de l'application pour surveiller votre sommeil et vérifier le rapport de sommeil

### 5 Voyant

Allumer	LED indicateur s'allume en vert pendant 1 secondes
La position du couvercle magnétique est en mode actif	LED indicateur s'allume en vert, puis se éteint quand la sortie du mode AP

### 6 Caractéristiques techniques

Boîtier	104mm*54mm*18.6mm
Capteur	830mm*45mm*1.5mm
Poids	220g
Source de courant	Adaptateur secteur 5.0V / 1A
Des conditions de fonctionnement	0°C -40°C (32°F -104°F)
Méthode d'émission	Wi-Fi
Compatibilité	iOS 8.0 ou ultérieur, Android 4.3 ou ultérieur

## 7 Avis de sécurité

Utilisez l'appareil conformément à sa destination, comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation annule les droits à la garantie.

- L'appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur.
- Il ne doit être utilisé que sur des surfaces de lit plates et planes. N'utilisez pas le moniteur de sommeil Sleepace sur des lits mobiles (comme des lits gonflables ou des hamacs) qui pourraient endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un produit médical et ne peut pas être utilisé pour empêcher une mort subite par arrêt cardiaque.
- L'utilisation de cet appareil ne remplace pas la consultation d'un médecin.
- Par principe, les personnes sujettes à des problèmes de santé devraient consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque.
- L'appareil ne doit pas être plié de manière excessive. Cela pourrait endommager le capteur intégré.
- Empêchez tout contact de l'appareil avec des liquides. Il n'est pas étanche.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à portée de sources de vibrations (p. ex. machines à laver, musique à un volume sonore élevé, etc.) car les vibrations peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que dans les conditions environnementales spécifiées dans les « Caractéristiques techniques » !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


## 8 Garantie

Veuillez contacter vos revendeurs pour le service de garantie.

Pour plus d'informations sur le produit la garantie ou les questions concernant la réparation, veuillez visiter le site [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).




## 1 Toestel en bedieningselementen



Omvang van de levering en verpakking:

- 1 \*Sleeppace slaapmonitor      2 \*Voedingsadapter      3 \*Gebruiksaanwijzing

## 2 De slaapmonitor activeren en plaatsen



- 1 Verwijder de magnetische afdekking .
- 2 Plaats de Piezo-band zoals afgebeeld tussen matras en bedlaken zodat het ongeveer op borsthoogte ligt. De behuizing wordt aan de zijkant van het bed aan het laken bevestigd.
- 3 Plaats de magnetische afdekking terug, sluit de voeding aan om het apparaat te starten.
- 4 Verbind de app en start slaapbewaking.

### 3 Download de app

Download de app en installeer deze op uw smartphone. U kunt de app gratis in de Google play store of in de Apple app store downloaden. Zoek naar " Sleepware ".



iOS 8.0 of hoger, Android 4.3 of hoger.

### 4 Verbinden met de app

1. Maak een account aan
2. Verwijder de magnetische kap en plaats deze terug om het apparaat opnieuw te starten
3. Start het verbindingsproces op de vraag van de app
4. Nadat het proces is voltooid, volg je de instructies van de app om je slaap te controleren en het slaaprapport te controleren

### 5 Indicatielampje

Power On	Indicatie-LED brandt 1 seconden groen
De positie van de magnetische kap bevindt zich in de actieve modus	Indicatie-LED licht groen op en gaat uit wanneer de AP-modus wordt verlaten

### 6 Technische Specificaties

Behuizing	104mm*54mm*18.6mm
Sensor	830mm*45mm*1.5mm
Gewicht	220g
Stroomvoorziening	Voedingsadapter 5.0V / 1A
Bedrijfsomstandigheden	0°C -40°C (32°F -104°F)
Verzendmethode	Wi-Fi
Verenigbaarheid	iOS 8.0 of hoger, Android 4.3 of hoger

## 7 Veiligheidswaarschuwing

Gebruik het instrument alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing. Anders vervalt de garantieclaim.


- Het apparaat is alleen voor het gebruik in binnenruimtes ontworpen.
- Het apparaat is alleen voor het gebruik op vlakke, effen oppervlakken voorzien. Gebruik de Sleepace slaapmonitor niet op mobiele bedden (zoals bv. op luchtbedden of hangmatten) omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Dit apparaat is geen medisch product en kan niet ter voorkoming van een plotselinge hartstilstand worden gebruikt.
- Het gebruik van dit apparaat is geen vervanging voor de consultatie door een arts.
- Mensen met problemen met de gezondheid moeten in principe een arts raadplegen voor het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat mag niet bij mensen worden gebruikt die een pacemaker hebben.
- Het apparaat mag niet te veel gebogen worden. De ingebouwde sensor kan worden beschadigd.
- Laat het apparaat niet in contact komen met vloeistoffen. Het is niet waterdicht.
- Het apparaat mag niet dichtbij trillingsbronnen (bv. wasmachines, harde muziek etc.) worden gebruikt omdat de trillingen de functie van het apparaat kunnen beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat alleen binnen de omgevingsvoorwaarden die in de „technische specificaties“ staan aangegeven!
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel is géén speelgoed.
- Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.

## 8 Garantie

Veuillez contacter vos revendeurs pour le service de garantie.

Pour plus d'informations sur le produit la garantie ou les questions concernant la réparation, veuillez visiter le site [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).

## 1 Устройство и управление




Комплект поставки и упаковка:

1 \*Монитор сна Sleepspace

2 \*Блок питания

3 \*Руководство по эксплуатации

## 2 Активация и размещение монитора сна



- 1 Снимите магнитную крышку.
- 2 Положите устройство между матрасом и простыней, как показано на рисунке, примерно на уровне Вашей груди. Корпус нужно зафиксировать сбоку на кровати (на простыне).
- 3 Верните магнитную крышку, подключите источник питания, чтобы запустить устройство.
- 4 Подключите приложение и начните мониторинг сна.