

R99说明书设计图

说明书尺寸: 60x60mm
页数: 38P 装订方式: 骑马钉

制图版本: A0
制图时间:
2024年6月13日

说明书尺寸: 60x60mm 骑马钉

60mm	
Smart Ring USER MANUAL	
Directory	
English	1~7
German	8~13
French	14~19
Italian	20~25
Spanish	26~31
Japanese	32~37
-1-	

Component Description Transparent Ring Charging port Test status indicator Charging Head Rate Sensor Test status indicator	Power On Connect the charging cable to power on the smart ring 	Connection APP 1. Search and download SmartHealth APP or scan the QR code on the right to select the appropriate APP version to download. 2. Open the app and follow the instructions to match the ring. 	Lighting status The red light flashes when charging and turns off when fully charged. The green light flashes during the heart rate test and the red light flashes during the blood oxygen test. 	Wearing style Wear the ring on your own suitable finger, choose a comfortable size and wear it on the index finger, middle finger, and ring finger to better monitor the data. 	Note Before using and operating the device, please read and follow the following instructions to ensure optimal device performance and avoid dangerous or illegal situations. In daily use, please choose a suitable size for your finger, avoiding wear too tightly, keep the dry contact area of the ring, and wipe it in time when it comes into water. If there are symptoms such as redness and swelling around the contact area, please stop using immediately and consult the doctor. Secure Please keep the charging cable and device in a dry environment when charging. Do not touch the charging cable with wet hands and avoid it being immersed in liquids such as water. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids to avoid causing battery leakage, overheating, fire, or explosion. Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid the battery causing the big external pressure, which can cause internal short circuits and overheating issues. FCC CE RoHS REACH
-7-					

Komponentenbeschreibung Transparent Ring Charging port Test status indicator Charging Head Rate Sensor Test status indicator	Einschalten Schließen Sie das Ladekabel an, um den Smart Ring einzuschalten 	Verbindung zur APP 1. Suchen und laden Sie die SmartHealth-APP herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die entsprechende APP-Version herunterzuladen. 2. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Ring zu verbinden. 	Status der Beleuchtung Das rote Licht blinkt beim Laden und leuchtet, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das grüne Licht blinkt während des Herzfrequenztests und das rote Licht blinkt während des Blutsauerstofftests. 	Tragestil Tragen Sie den Ring an Ihrem eigenen passenden Finger. Wählen Sie eine bequeme Größe und tragen Sie ihn am Index-, Mittelfinger und Ringfinger, um die Daten besser zu überwachen. 	Hinweis Bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden. Im täglichen Gebrauch sollten Sie eine geeignete Größe für Ihre Finger wählen. Vermeiden Sie zu enge oder zu lose sitzende Ringe. Wipe the ring in time when it comes into water. If there are symptoms such as redness and swelling around the contact area, please stop using immediately and consult the doctor. Sicherheit Bitte halten Sie das Ladekabel und das Gerät beim Laden in einer trockenen Umgebung. Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass es in Flüssigkeiten wie Wasser eingetaucht wird. Ziehen Sie es nicht auseinander, um die Batterie zu modifizieren, oder tauchen Sie es in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein, um einen Kurzschluss, Schmelzen, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden. Bitte vermeiden Sie das Zerlegen, Squeeze oder die Perforation der Batterie. Vermeiden Sie das Berühren der Batterie mit hohem äußeren Druck, was zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen kann. FCC CE RoHS REACH
-13-					

Description des composants Transparent Ring Charging port Test status indicator Charging Head Rate Sensor Test status indicator	Mise sous tension Connectez le câble de chargement pour allumer la bague intelligente 	Connexion APP 1. Recherchez et téléchargez l'application SmartHealth, ou scannez le code QR sur la droite pour sélectionner la version appropriée de l'application à télécharger. 2. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour associer la bague. 	Statut lumineux La lumière rouge clignote pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée. La lumière verte clignote pendant le test de fréquence cardiaque et la lumière rouge clignote pendant le test d'oxygène dans le sang. 	Style de port Portez la bague sur votre doigt approprié, choisissez une taille confortable et portez-la à l'index, au majeur et à l'annulaire pour mieux surveiller les données. 	Remarque Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions suivantes pour garantir des performances optimales de l'appareil et éviter des situations dangereuses ou illégales. En utilisation quotidienne, veuillez choisir une taille appropriée pour vos doigts. Évitez de porter trop serré, gardez la zone de contact sèche de la bague et essuyez-la à temps en cas de contact avec de l'eau. Si des symptômes tels que des rougeurs et des gonflements apparaissent dans la zone de contact, veuillez cesser immédiatement d'utiliser et consulter un médecin. Sécurité Veuillez conserver le câble de chargement et l'appareil dans un environnement sec lors de la charge. Ne touchez pas le câble de chargement avec des mains mouillées et évitez qu'il ne soit immergé dans des liquides tels que l'eau. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers dans la batterie, ne plongez pas la batterie dans l'eau ou dans d'autres liquides pour éviter des courts-circuits, des fuites de batterie, des surchauffes, des incendies ou des explosions. Ne tentez pas de débrancher, de serrer ou de percer la batterie. Évitez que la batterie subisse une forte pression externe, ce qui peut causer des courts-circuits internes et des problèmes de surchauffe. FCC CE RoHS REACH
-19-					

Descrizione dei componenti Transparent Ring Charging port Test status indicator Charging Head Rate Sensor Test status indicator	Accensione Collegare il cavo di ricarica per accendere l'anello intelligente 	Connessione APP 1. Cerca e scarica l'APP SmartHealth, o scansiona il codice QR sulla destra per selezionare la versione dell'APP appropriata da scaricare. 2. Apri l'APP e segui le istruzioni per attivare l'anello. 	Stato dell'illuminazione La luce rossa lampeggia durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. La luce verde lampeggia durante il test della frequenza cardiaca e la luce rossa lampeggia durante il test dell'ossigeno nel sangue. 	Stile di indossamento Indossare l'anello sul dito adatto a te, scegli una taglia comoda e indossala all'indice, medio e anulare per monitorare meglio i dati. 	Nota Prima di utilizzare e manipolare il dispositivo, leggere e seguire le seguenti precauzioni per garantire prestazioni ottimali del dispositivo e evitare situazioni pericolose o illegali. Nell'uso quotidiano, scegliere una taglia adatta per le dita, evitare di indossare troppo stretto, mantenere la zona di contatto della bague secca e asciugarla a tempo quando viene a contatto con acqua. Se appaiono sintomi come arrossamenti e gonfiore nell'area di contatto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico. Sicurezza Si prega di mantenere il cavo di ricarica e il dispositivo in un ambiente asciutto durante la ricarica. Non toccare il cavo di ricarica con le mani bagnate e evitare che venga immerso in liquidi come acqua. Non smontare o modificare la batteria, inserire oggetti estranei o immergerla in acqua o altri liquidi per evitare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni della batteria. Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Evitare che la batteria subisca una forte pressione esterna, che può causare cortocircuiti interni e problemi di surriscaldamento. FCC CE RoHS REACH
-25-					

Descripción de los componentes Transparent Ring Charging port Test status indicator Charging Head Rate Sensor Test status indicator	Encendido Conecte el cable de carga para encender el anillo inteligente 	Conexión de la APP 1. Busque y descargue la aplicación SmartHealth, o escanee el código QR a la derecha para seleccionar la versión de la APP adecuada para descargar. 2. Abra la aplicación y siga las instrucciones para emparejar el anillo. 	Estado de iluminación La luz roja parpadeará durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada. La luz verde parpadeará durante la prueba de frecuencia cardíaca y la luz roja parpadeará durante la prueba de oxígeno en la sangre. 	Estilo de uso Use el anillo en su dedo adecuado, elija un tamaño cómodo y úsalo en el dedo índice, medio y anular para monitorear mejor los datos. 	Nota Antes de usar y operar el dispositivo, lee y siga las siguientes precauciones para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo y evitar situaciones peligrosas o ilegales. En el uso diario, elija un tamaño adecuado para sus dedos, evite usar demasiado ajustado, mantenga la zona de contacto del anillo seca y límpiela a tiempo cuando entre en contacto con agua. Si aparecen síntomas como enrojecimiento e hinchazón en la zona de contacto, deje de usarlo inmediatamente y consulte al médico. Seguro Mantenga el cable de carga y el dispositivo en un ambiente seco durante la carga. No toque el cable de carga con las manos mojadas y evite que se sumerja en líquidos como agua. No desmonte ni modifique la batería, inserte objetos extraños, o sumérjala en agua u otros líquidos para evitar que se produzcan fugas de batería, sobrecalentamiento, incendios o explosiones. No deje caer, apriete ni perfora la batería. Evite que la batería sufra una gran presión externa, lo que puede causar cortocircuitos internos y problemas de sobrecalentamiento. FCC CE RoHS REACH
-31-					

部品の説明 透明リング 充電ポート テストステータスインジケータ 充電ヘッドレートセンサー テストステータスインジケータ	電源を入れる スマートリングの電源を入れるために充電ケーブルを接続します 	接続アプリ 1. SmartHealthアプリをダウンロードするか、右側のQRコードをスキャンして適切なアプリバージョンを選択してダウンロードします。 2. アプリを開き、指示に従ってリングとペアリングします。 	点灯状態 赤い光が点滅すると充電中であり、充電が完了すると消灯します。 心拍数のテスト中は緑色の光が点滅し、酸素濃度のテスト中は赤い光が点滅します。 	装着スタイル リングに適切な指に装着し、快適なサイズを選択して、インデックス、中指、薬指に装着してデータをよりよく監視します。 	注意 デバイスを使用および操作する前に、最適なデバイス性能を確保し、危険または違法な状況を防ぐために、以下の注意事項をお読みください。 日常生活では、指に合った適切なサイズを選択し、指に密着しすぎず、指の接触領域を乾燥させ、水や他の液体と接触したときにすぐに拭き取ってください。指の接触領域に赤みや腫れなどの症状が現れた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。 セキュリティ 充電時には、充電ケーブルとデバイスを乾燥した環境に保管してください。濡れた手で充電ケーブルに触れないでください。充電ケーブルを液体（例えば水）に浸さないでください。 バッテリーを分解したり改造したりしないでください。異物を入れたり、水や他の液体に浸したりしないでください。バッテリーを水や他の液体に浸すと、バッテリーの漏れ、過熱、火災、爆発の原因になる可能性があります。 バッテリーを落としたり、押しつぶしたり、刺さったりしないでください。バッテリーに大きな外部圧力が加わると、内部でショートや過熱の問題が発生する可能性があります。 FCC CE RoHS REACH
-37-					

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.