

RENPHO

Body Composition Scale



RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/body-composition-scale-manual>

Model: ES-WBE28/ES-BR001/R-A003



Quick Start Guide

Contents

English.....	01-09
Deutsch.....	10-18
Français.....	19-27
Italiano.....	28-35
Español.....	36-43

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400lb / 180kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery


1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.

5. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
8. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Step 1

Install the provided batteries into the scale before use. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.



Step 2

Use the scale on a flat and hard surface. Avoid any carpeting.



Step 3

App Guides

1. Download the Renpho Health App

Search "Renpho Health" from Apple Store or Google Play or scan the QR code below to download the app.



Renpho Health



*Due to continuous updates and improvements, the "Renpho Health" App may appear slightly different.

2. Log in/Sign up

- Log in directly with your existing Renpho App account.
- If you don't have any Renpho App account, tap "**Sign up**".
Use your email address to register a new account and complete your profile information.
- You can also log in using Guest Mode if you do not wish to register an account.

Note:

The Guest mode does not support the WiFi mode and your measurements will not be saved if you log in on another device.

3. Add Device

Method 1


- a. Enable Bluetooth on your smartphone.
 - For iOS (iOS 12.0 or above), Bluetooth permission is required.
 - For Android systems (Android 7.0 or above), location is also required.
- b. Step on the scale and a window will pop up.
- c. Tap **"Pair"** to pair your smartphone with the Body Fat Scale.



Method 2

- a. Tap **"+"** on the top right corner of the **"Home Page"** to connect manually.
- b. Tap **"Body Fat Scale"**.
- c. Step on the scale following the in-app instructions until a window pops up.
- d. Tap **"+"** to connect.

(The Bluetooth icon will be solid white on the scale's display once the pairing is successful.)



Note:

When pairing the scale with your smartphone for the first time, you have to use the Bluetooth connection to finish the first measurement. After completing the first measurement successfully, you could continue to pair the scale via WiFi.

***Pair the scale with your phone via WiFi**

- a. Go to the “Device Page”.
- b. Tap “” to enter the “Select WiFi Page”.
- c. Select the **2.4GHz WiFi** and enter the correct WiFi password. (5GHz WiFi is not currently supported.)
- d. Step on the scale and keep standing still until the WiFi icon turns solid white on the scale’s display, indicating a successful connection.

**Note:**


Measuring in WiFi mode allows you to measure without running the app, and the body weight, BMI and body fat percentage will be shown directly on the scale’s display in sequence.

Important!

Calibration:

If the scale has been moved or turned upside down, it must be calibrated to ensure accurate results.

1. Please place your scale on a hard and flat surface. Avoid any carpeting.
2. Place one foot on the scale to wake it up.
3. When the display shows digits, remove your foot.
4. The scale will show "CAL" then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.



CAL → 00

or

CAL → 000

For more information, please scan the QR code or see the detailed instruction on our website.



Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **TEL:** **+44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Warranty Policy

FCC Regulatory Compliance

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1: l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- 2: l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 4.05dBm

Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

Wifi 2.4G: Maximum RF power: 11.06dBm

Operation frequency: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz

802.11n40: 2422~2462 MHz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus. (Maximale Kapazität: 180kg / 400lb)
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Überprüfen Sie im Falle einer Störung zunächst die Batteriespannung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich.
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behandeln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.

14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.


Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.
14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.
16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN


Schritt 1

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien vor dem Gebrauch in die Waage ein. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Schritt 2

Stellen Sie die Waage auf einen festen und ebenen Boden. Vermeiden Sie weiche Untergründe wie z.B. Teppich.



Schritt 3

App-Leitfäden

1. Laden Sie die Renpho Health-App herunter

Suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach „Renpho Health“ oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.



Renpho Health



* Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „Renpho Health“-App etwas anders aussehen.

2. Anmelden/Anmeldung

- Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden Renpho-App-Konto an.
- Wenn Sie kein Renpho-App-Konto haben, tippen Sie auf „**Anmeldung**“.
Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse, um ein neues Konto zu registrieren und Ihre Profilinformationen zu vervollständigen.
- Sie können sich auch im Gastmodus anmelden, wenn Sie kein Konto registrieren möchten.

Hinweis:

Der Gastmodus unterstützt den WLAN-Modus nicht. Zudem werden Ihre Messungen nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.

3. Gerät hinzufügen


Methode 1

- a. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
 - Für iOS (iOS 12.0 oder höher) ist eine Bluetooth-Berechtigung erforderlich.
 - Für Android-Systeme (Android 7.0 oder höher) ist auch eine Standortberechtigung erforderlich.
- b. Stellen Sie sich auf die Waage. Es sollte sich nun ein Fenster öffnen.
- c. Tippen Sie auf „**Paar**“, um Ihr Smartphone mit der Körperfettwaage zu koppeln.



Methode 2

- a. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der „**Startseite**“, um eine manuelle Verbindung herzustellen.
- b. Tippen Sie auf „**Körperanalysewaage**“.
- c. Steigen Sie auf die Waage und folgen Sie den Anweisungen in der App, bis ein Fenster erscheint.
- d. Tippen Sie auf „+“, um eine Verbindung herzustellen.
(Das Bluetooth-Symbol leuchtet auf dem Display der Waage durchgehend weiß, sobald die Kopplung erfolgreich war.)




Hinweis:

Wenn Sie die Waage zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone koppeln, muss die Verbindung über Bluetooth hergestellt werden. Nachdem Sie die erste Messung durchgeführt haben, können Sie die Waage per WLAN-Netzwerk mit Ihrem Smartphone verbinden.

*** Koppeln Sie die Waage über WLAN mit Ihrem Telefon**

- Gehen Sie auf die „Geräteseite“.
- Tippen Sie auf „“, um die Seite „WLAN auswählen“ aufzurufen.
- Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN aus und geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein. (5-GHz-WLAN wird derzeit nicht unterstützt.)
- Steigen Sie auf die Waage und bleiben Sie stehen, bis das WLAN-Symbol auf dem Display der Waage durchgehend weiß leuchtet und eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.

**Hinweis:**


Das Wiegen im WLAN-Modus ermöglicht es Ihnen, zu wiegen, ohne die App zu nutzen, und das Körpergewicht, der BMI und der Körperfettanteil werden direkt auf der Waage angezeigt.

Wichtige Hinweise

Kalibrierung:

Wenn die Waage verschoben oder gedreht wurde, muss sie neu kalibriert werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

1. Stellen Sie die Waage bitte immer auf einen harten und ebenen Boden.
Vermeiden Sie weiche Untergründe wie z. B. Teppich oder Linoleum.
2. Treten Sie mit einem Fuß kurz auf die Wiegefläche, um die Waage einzuschalten.
3. Wenn das Display aufleuchtet und Anzeige erscheint, steigen Sie von der Waage herunter.
4. Danach zeigt das Display "CAL" (Kalibrierung) an und anschließend "0,0" oder "0,00". Jetzt ist die Kalibrierung beendet und man kann sich wiegen.



CAL → 00

oder

CAL → 000

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite.



Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: 4.05dBm

Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

Wifi 2.4G: Maximale HF-Leistung: 11.06dBm

Betriebsfrequenz: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz

802.11n40: 2422~2462 MHz

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 180kg / 400lb)
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'état des piles. Remplacez-les si nécessaire.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.
12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.
13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas

de savon ou de produits de nettoyage chimiques.

14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.


À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitiez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Étape 1

Installez les piles fournies dans la balance avant de l'utiliser. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.



Étape 2

Utilisez la balance dans un endroit ferme, plat et stable, évitez tout tapis.



Étape 3

Instructions de l'application

1. Téléchargez l'application Renpho Health

Recherchez « Renpho Health » sur Apple Store / Google Play ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Renpho Health



*En raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle-ci.

2. Connexion/S'inscrire

- Identifiez-vous directement avec votre compte Renpho existant.
- Si vous n'avez pas de compte RENPHO, appuyez sur « **S'inscrire** ».
Utilisez votre adresse e-mail pour créer un nouveau compte et saisissez les informations de votre profil.
- Vous pouvez également vous connecter en utilisant le mode invité si vous ne souhaitez pas créer de compte.

Remarque :

Le mode invité ne prend pas en charge le mode Wi-Fi et vos mesures ne seront pas enregistrées si vous vous connectez sur un autre appareil.

3. Ajout d'un appareil


Méthode 1

- a. Activez le Bluetooth sur votre smartphone
 - Pour iOS (iOS 12.0 ou supérieur), l'autorisation du Bluetooth est requise.
 - Pour les systèmes Android (Android 7.0 ou supérieur), la géolocalisation est requise.
- b. Lorsque vous montez sur la balance, une fenêtre apparaît à l'écran.
- c. Appuyez sur « **Un couple** » pour connecter la balance de graisse corporelle à votre smartphone.



Méthode 2

- a. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la **page d'accueil** pour connecter la balance manuellement.
- b. Appuyez sur « **Balance de graisse corporelle** ».
- c. Montez sur la balance en suivant les instructions de l'application jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.
- d. Appuyez sur « + » pour connecter la balance.
(l'icône du Bluetooth apparaît sur l'écran de la balance lorsqu'elle a bien été appariée).




Remarque:

Lorsque vous apparez la balance avec votre smartphone pour la première fois, vous devez utiliser la connexion Bluetooth pour terminer la première mesure. Une fois la première mesure terminée avec succès, vous pouvez continuer à coupler la balance avec le Wi-Fi.

*Appariez la balance à votre téléphone en Wi-Fi

- Rendez-vous sur la page « **Appareil** ».
- Appuyez sur «  » pour afficher la page « **Sélectionner le Wi-Fi** ».
- Sélectionnez le Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez correctement le mot de passe du réseau Wi-Fi (le Wi-Fi 5 GHz n'est pas actuellement pris en charge).
- Montez sur la balance et restez immobile jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi apparaisse en blanc sur l'écran de la balance, indiquant que la connexion a bien été effectuée.



Remarque:


Le mode Wi-Fi vous permet de vous peser sans avoir à lancer l'application. Le poids corporel, l'IMC et le pourcentage de graisse corporelle s'affichent directement sur la balance.

Important

Calibrage:

Si la balance a été déplacée ou retournée, elle doit être étalonnée pour garantir la précision des résultats.

1. Veuillez placer votre balance dans un endroit stable, plat et ferme, en évitant tout tapis;
2. Montez avec un pied pour activer la balance;
3. Lorsque l'écran affiche des chiffres, descendez;
4. Ensuite la balance affichera "CAL", puis "0,0" ou "0,00", le processus de calibrage est terminé.



CAL → 00

ou

CAL → 000

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ou consulter notre site web pour les instructions détaillées.



Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service Client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: 4.05dBm

Fréquence De Fonctionnement: 2402 Mhz To 2480 Mhz

Wifi 2.4G: Puissance Rf Maximale De: 11.06dBm

Fréquence De Fonctionnement: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40:2422~2462 MHz

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 180 kg)
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. In caso di malfunzionamento, controllare prima la carica della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.
13. La bilancia non è impermeabile. Man tenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detergenti chimici.
14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.


Informazioni sulla batteria

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Passo 1

Installare le batterie fornite nella bilancia prima dell'uso. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Passo 2

Utilizzare la bilancia in un luogo stabile, piatto e stabile, evitare qualsiasi tappeto.



Passo 3

Guide all'app

1. Scarica l'app Renpho Health

Cerca "Renpho Health" da Apple Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app.



Renpho Health



*A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Accedi/Iscrizione

- Accedi direttamente con il tuo account Renpho App esistente.
- Se non disponi di alcun account Renpho App, tocca "**Iscrizione**". Usa il tuo indirizzo email per registrare un nuovo account e completare le informazioni del tuo profilo.
- Puoi anche accedere utilizzando la Modalità ospite, se non desideri registrare un account.

Nota:

La modalità Ospite non supporta la modalità Wi-Fi e le tue misurazioni non verranno salvate se accedi su un altro dispositivo.

3. Aggiungi un dispositivo


Metodo 1

- a. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
 - Per iOS (iOS 12.0 o versioni successive), è necessaria l'autorizzazione Bluetooth.
 - Per il sistema Android (Android 7.0 o versioni successive), è richiesta anche la posizione.
- b. Sali sulla bilancia per fare apparire una finestra.
- c. Tocca "**Coppia**" per accoppiare il tuo smartphone con la Bilancia con misurazione del grasso corporeo.



Metodo 2

- a. Tocca "+" nell'angolo in alto a destra della "**Pagina iniziale**" per connetterti manualmente.
- b. Tocca "**Bilancia Grasso Corporeo**".
- c. Sali sulla bilancia seguendo le istruzioni all'interno dell'app, finché non viene visualizzata una finestra.
- d. Tocca "+" per connetterti.
(L'icona del Bluetooth diventa bianca fissa sul display della bilancia una volta che l'associazione è riuscita).




Nota:

Quando si accoppia la bilancia con lo smartphone per la prima volta, è necessario utilizzare la connessione Bluetooth per terminare la prima misurazione. Dopo aver completato con successo la prima misurazione, è possibile continuare ad accoppiare la bilancia con il Wi-Fi.

***Abbina la bilancia con il tuo telefono tramite Wi-Fi**

- Vai alla **"Pagina dispositivo"**.
- Tocca "  " per accedere alla **"Pagina per la selezione Wi-Fi"**.
- Seleziona la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password corretta (il Wi-Fi a 5 GHz non è attualmente supportato).
- Sali sulla bilancia e rimani fermo finché l'icona del Wi-Fi non diventa bianca e fissa sul display della bilancia, a indicare che la connessione è avvenuta correttamente.

**Nota:**


La misurazione in modalità Wi-Fi consente di misurare senza dover aprire l'app, e il peso corporeo, il BMI e la percentuale di grasso corporeo verranno visualizzati direttamente sulla bilancia.

Importante

Calibrazione:

Se la bilancia è stata spostata o capovolta, deve essere calibrata per garantire risultati accurati.

1. Posizionare la bilancia in un luogo stabile, piatto e stabile, evitare qualsiasi tappeto;
2. Salire con un piede per riattivare la bilancia;
3. Quando il monitor mostra le cifre, quindi scendere;
4. Quindi la scala mostrerà "CAL", quindi "0,0" o "0,00", il processo di calibrazione è completo.



CAL → 00

0

CAL → 000

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR o consultare il nostro sito Web delle istruzioni dettagliate.



Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: 4.05dBm
Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz
Wifi 2.4G: Potenza RF Massima: 11.06dBm
Frequenza Operativa: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40:2422~2462 MHz

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 180kg / 400lb)
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. En caso de avería, compruebe primero la alimentación de la pila. Reemplace las pilas si es necesario.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.
14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.
15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.


Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.
5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
6. No use baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.
10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las pilas.
13. No suelde las pilas directamente.
14. No tire las baterías al fuego.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Paso 1

Instale las pilas proporcionadas en la báscula antes de usarla. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.



Paso 2

Use la báscula en un lugar firme, plano y estable, evite cualquier alfombra.



Paso 3

Guía de la aplicación

1. Descargue la aplicación Renpho Health

Busque "Renpho Health" en Apple Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.



Renpho Health



*Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede que tenga un aspecto algo diferente.

2. Iniciar sesión/Regístrate

- Inicio sesión directamente con una cuenta existente de la aplicación Renpho.
- Si no tiene una cuenta en la aplicación Renpho, toque en "**Regístrate**". Utilice su e-mail para crear una cuenta nueva y completar la información de su perfil.
- También puede iniciar sesión utilizando el Modo invitado en caso de que no desee crear una cuenta.

Nota:

El modo invitado no es compatible con el modo wifi y sus mediciones no se guardarán si inicia sesión en otro dispositivo.

3. Añadir dispositivo


Método 1

- Active la función Bluetooth en su teléfono.
 - En iOS (iOS 12.0 o superior) se requiere otorgar permiso a Bluetooth.
 - En sistemas con Android (Android 7.0 o superior), también se requiere la ubicación.
- Pise la báscula y aparecerá una ventana emergente.
- Pulse **"Un par"** para vincular su teléfono a la Báscula de grasa corporal.



Método 2

- Pulsa en "+" en la esquina superior derecha de la **"Página de inicio"** para conectarse manualmente.
- Pulse **"Báscula con medición de grasa corporal"**.
- Pise la báscula y siga las instrucciones de la aplicación hasta que aparezca una ventana en pantalla.
- Pulse "+" para conectar.
(El icono de Bluetooth se mostrará en blanco fijo en la pantalla de la báscula cuando se empareje correctamente).



Nota:

Al emparejar la balanza con su smartphone por primera vez, tiene que usar la conexión Bluetooth para terminar la primera medición. Después de completar la primera medición con éxito, puedes continuar emparejando la escala con Wi-Fi.

***Empareje la báscula con su teléfono a través de wifi**

- Vaya a la "Página de dispositivo".
- Toque "  " para ir a la "Página de seleccionar wifi".
- Seleccione el wifi de 2.4 GHz e introduzca la contraseña del wifi. (El wifi de 5 GHz aún no es compatible).
- Suba a la báscula y manténgase en ella hasta que el icono de wifi se muestre en blanco fijo en la pantalla de la báscula, lo que significará que se ha conectado correctamente.

**Nota:**


El modo wifi permite realizar la medición sin la aplicación. El peso corporal, el IMC y el porcentaje de grasa corporal se mostrarán en la báscula.

Importancia

Calibración:

Si la báscula se ha movido o dado vuelta, debe calibrarse para garantizar resultados precisos.

1. Coloque su báscula en un lugar firme, plano y estable, evite cualquier alfombra;
2. Pise con un pie para despertar la báscula;
3. Cuando el monitor muestre dígitos, luego bájese;
4. Luego la báscula mostrará "CAL", luego "0,0" o "0,00", el proceso de calibración está completo.



CAL → 00

0

CAL → 000

**Para obtener más información,
escanee el código QR o visite nuestro
sitio web con instrucciones detalladas.**



Política de Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: **<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al Cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.**



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: 4.05dBm

Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

Wifi 2.4G: Potencia Máxima de RF: 11.06dBm

Frecuencia de Operación: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz

802.11n40:2422~2462 MHz

