


medBike®

*Motion
Solutions*



The medBike® IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1) Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.

2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.

4) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

6) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

7) Keep the cord away from heated surfaces.

8) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

9) Never drop or insert any object into any opening.

10) Do not use outdoors.

11) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

The medBike® IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

12) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

This appliance is intended for household and dry location only.

WARNING: Keep children away from the operated appliance.

WARNING: Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

The medBike® CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant de l'utiliser (cet appareil).

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique:

1) Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez de la prise en cas de non utilisation, et avant de mettre ou d'enlever des pièces.

2) Ne pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, de choc électrique ou de blessures.

3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près des enfants, invalides ou handicapés.

4) Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

5) Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été échappé ou endommagé ou tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

6) Ne pas transporter cet appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme une poignée.

7) Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.

8) Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec les ouvertures d'air bloqués. Garder les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux, et autres.

The medBike® CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 9) Ne jamais insérer un objet dans une ouverture.
- 10) Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 11) Ne pas faire fonctionner endroits où des aérosols (pulvérisateurs) sont utilisés ou là où l'oxygène est administré.
- 12) Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise.

Cet appareil est destiné pour le ménage et le lieu sec seulement.

AVERTISSEMENT: Gardez les enfants loin de l'appareil exploité.

AVERTISSEMENT: Branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions.

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés moins de 8 ans et des personnes avec des capacités physiques limitées, sensorielles ou mentales réduites, si elles ne sont pas supervisées par une personne autorisée.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir cet appareil sans surveillance d'une personne adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

The medBike® WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

GEFAHR - Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern:

1) Immer direkt nach der Benutzung und vor der Reinigung das Gerät aus der Steckdose Ziehen

WARNUNG - Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu reduzieren:

1) Ein Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen, wenn eingesteckt werden. Ziehen Sie das aus der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch, und vor dem Aufsetzen oder Abnehmen von Teilen.

2) Nicht unter Decke oder einem Kissen zu betreiben. Übermäßige Erwärmung kann Brand, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.

3) Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von on verwendet wird, oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder Behinderten.

4) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

5) Betreiben Sie das Gerät, wenn es eine Kabel oder Stecker beschädigt, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn sie heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie das Gerät an ein Service-Center zur Überprüfung und Reparatur.

6) Tragen Sie dieses Gerät nicht von Netzkabel

7) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen.

8) Betreiben Sie das Gerät nicht mit den Lüftungsöffnungen verstopft. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.

9) Führen Sie keine Fremdkörper in irgendeine Öffnung.

The medBike® WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 9) Führen Sie keine Fremdkörper in irgendeine Öffnung.
- 10) Nicht im Freien verwenden.
- 11) Nicht betreiben wo Aerosol- (Spray) -Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- 12) Zum Ausschalten alle Regler auf die Aus-Position und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Das Gerät ist nur für Hausgebrauch oder trockenen Ort gedacht.

WARNUNG: Halten Sie Kinder von dem Gerät.

ACHTUNG: Schließen Sie das Gerät nur auf eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Siehe unten instructions

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren im Alter und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht der Anleitung zur Benutzung des Geräts in gesicherter Weise gegeben ist.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer wird nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Bewahren Sie das Betriebsanleitung.

The medBike® GROUNDING INSTRUCTIONS


This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 100-240VAC circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated as below figure.

Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.



The medBike® MISE À LA TERRE


Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre et une prise de terre.

La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est bien installée et mise en conformité avec tous les codes et règlements locaux.

DANGER - Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si le produit est correctement mis à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit - si elle ne rentre pas dans la prise, installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 100-240VAC et a une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée comme figure ci-dessous.

Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.




The medBike® ERDNUNG

Dieses Produkt muss geerdet sein. Sollte es zu Fehlfunktionen oder Ausfall bietet Erdung einen Weg des geringsten Widerstandes für den elektrischen Strom, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Netzkabel mit einem Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet.

Der Stecker muss in eine passende Steckdose, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

GEFAHR - Eine falsche Verbindung des Erdungsleiters kann zur Gefahr eines elektrischen Schlags. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Service, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Ziehen Sie den Stecker mit dem Produkt geliefert nicht ändern - wenn es nicht in die Steckdose passt, sollten Sie eine angemessene Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.

Dieses Produkt ist für den Einsatz auf einem nominalen 100-240VAC Stromkreis und hat einen Erdungsleiter, die wie die folgende Abbildung veranschaulicht, wie Stecker aussieht.



WICHTIGE WEEE-INFORMATION

Das WEEE-Zeichen gilt für Länder mit WEEE und E-Müll – Vorschriften (die Europäische Richtlinie 2002/96/EG). Geräte werden nach lokalen Vorschriften für Elektro-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Diese Vorschriften regeln den Rahmen für die Rücknahme und das Recycling gebrauchter Geräte, sofern in den einzelnen Geografien anwendbar. Dieses Zeichen gilt für verschiedene Produkte und gibt an, dass ein Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer Sammelstelle zugeführt werden muss, die diese Altgeräte wiederverwendet.

Benutzer von Elektro-Altgeräten mit WEEE-Markierung dürfen nicht mehr benutzte Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern verwenden das entsprechende Sammelsystem, um diese Geräte zurückzugeben, zu recyceln und zurückzugewinnen, um so schädliche Auswirkungen dieser Elektro-Altgeräte auf die Umwelt und die Gesundheit zu minimieren, denn in diesen Geräten sind gefährliche Substanzen vorhanden.

IMPORTANT WEEE INFORMATION

The WEEE marking applies to countries with WEEE and e-waste regulations, European Directive 2002/96/EC. Appliances are labelled in accordance with local regulations concerning waste electrical and electronic equipment (WEEE). These regulations determine the framework for the return and recycling of used appliances as applicable within each geography. This label is applied to various products to indicate that the product is not to be thrown away, but rather put in the established collective systems for reclaiming these end of life products.

Users of electrical and electronic equipment (EEE) with the WEEE marking must not dispose of end of life EEE as unsorted municipal waste, but use the collection framework available to them for the return, recycle, and recovery of WEEE and to minimize any potential effects of EEE on the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

INFORMATIONS WEEE IMPORTANTES


La marque WEEE s'applique aux pays ayant adopté les réglementations WEEE et e-waste (la directive européenne 2002/96/EC). Les appareils sont étiquetés conformément aux réglementations locales relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Ces réglementations déterminent le cadre pour le retour et le recyclage des appareils usagés conformément à chaque zone géographique. Cette étiquette est appliquée sur divers produits pour indiquer que le produit ne doit pas être jeté, mais déposé dans des systèmes de collecte établis pour récupérer ces produits en fin de vie.

Les utilisateurs en possession d'équipements électriques et électroniques (EEE) marques WEEE ne doivent pas jeter les EEE en fin de vie comme déchet municipal non trié, mais utiliser le cadre de collecte disponible pour renvoyer, recycler et récupérer les WEEE et réduire tous les effets possibles sur l'environnement et la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses.

The medBike® SPECIFICATIONS

- > 670 x 553 x 1006 mm (L x W x H)
- > 28.2 kg (Net Weight)
- > Speed control 1- 90 RPM
- > Watt control 1- 120 Watt
- > Input AC 100-240V 50/60 Hz
- > Max current 3A


The medBike® PARTS LIST



Frame x 1 pce




Handle Bar X 1pce



Handle Bar Stem X 1pce




Power supply cable 1pce



Concole x 1pce










User manual x 1pce



Hardware x 1set

Inspected by :





The medBike® GARANTIE

Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nicht für normale Abnutzung, einschließlich, aber nicht zu, Schaden begrenzt und tragen zu Lager, Seile, Riemen, Riemenscheiben, Antriebsriemen und andere kurzlebige Teile, etc...

Diese eingeschränkte Gewährleistung ist nichtig, wenn das Produkt durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäßen Service, Missachtung von Anweisungen, Modifikation von seinem ursprünglichen Zustand, oder andere Ursachen nicht ermittelt, die sich aus Material-, Folgen unsachgemäßer Behandlung, schlechte folgen beschädigt ist.

Die folgenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt: Falsche Installation, falsche Montage oder Manipulation der Teile durch fehlerhafte Montage, unsachgemäße Verwendung der, Probleme, die durch mangelnde Wartung verursacht werden, Abweichungen von der Standard-Maschine, wie Licht Erschütterungen oder Lärm, etc...

Transportkosten, Reise-Gebühren für Techniker und Händler möglich und/oder Workshop Gebühren sind von dieser Garantie ausgenommen und wird auf alleinige Kosten des Besitzers sein.

Der Hersteller ist in keinem Fall für Begleit- und Folgeschäden, Beschädigungen oder Ausgaben in Verbindung mit dem Trainingsgerät, unter anderem über intensives Training, Einsatz mit einem ungeeigneten Rollstuhl oder Stuhl zu nutzen, nutzen ohne vorherige Konsultation eines Arztes oder Therapeuten, etc...

The medBike® WARRANTY

This Limited Warranty is not transferable and does not cover normal wear and tear, including, but not limited to, damage and wear to bearings, belts, pulleys, drive belts and other non-durable parts, etc...

This Limited Warranty is void if the product is damaged by accident, unreasonable use, improper service, failure to follow instructions provided, modification from its original state, or other causes determined not arising out of defects in material, the consequences of improper treatment, bad installation, wrong assembly or tampering of the parts by incorrect assembly, improper use of the, problems caused by lack of maintenance, deviations of the standard machine, such as light vibrations or noise, etc...

Transport charges, travel charges for technicians, and possible trader and/ or workshop charges are excluded from this warranty, and will be at the sole cost of the owner.

The liability of the manufacturer under this Limited Warranty shall not include any liability for direct, indirect, or consequential damages resulting from any defect nor the use of this machine, inter alia over intensive training, use with an unsuitable wheelchair or chair, use without prior consultation of a doctor or therapist, etc...

The medBike® GARANTIE

Cette garantie limitée n'est pas applicable si le produit est endommagé par accident, utilisation abusive ou non adaptée, mauvais entretien, non-respect des instructions fournies, modification de son état d'origine, par d'autres causes non inhérentes à un défaut du matériel, ou suite à un traitement inadéquat, une mauvaise installation, un montage erroné altérant les pièces, une mauvaise manipulation, etc...

Les frais de transport, le déplacement d'un technicien, les frais éventuels d'un intervenant et/ou les frais de réparation en atelier ne sont pas compris dans la garantie, et seront à la seule charge de l'acquéreur.

Le fabricant en vertu de la présente garantie ne peut être tenu responsable d'aucun dommage direct, indirect ou consécutif, résultant d'un défaut, ou de l'utilisation de cette machine, notamment en matière de formation intensive, utiliser avec un fauteuil roulant inadapté, utiliser sans consultation préalable d'un médecin ou un thérapeute, etc...

The medBike® SERVICE

This medBike is free from defects in material at the time of the product's tender of delivery. This 'Carry-in' Limited Warranty applies for a period of two (2) years, beginning on the date mentioned on your product invoice or proof of purchase.

In case you need any assistance, please contact us:

MedBike garantit que ce produit est exempt de tous vices de forme, entre sa mise sur le marché et sa livraison. La garantie de prise en charge s'applique pour une durée de deux (2) ans, débutant le jour mentionné sur la facture d'achat.

Dans le cas où vous avez besoin d'un conseil, contactez-nous:

MedBike garantiert, dass dieses Produkt frei von Material zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Produkts der Lieferung. Diese 'Carry-in' Garantie umfasst alle Herstellungs- und Materialfehler von DKN Produkten, die bei einem lizenzierten DKN Händler erworben wurden innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach Kaufdatum. Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns:

medBike
Zwaarveld 58
9220 Hamme
Belgium

Tel + 32 52 210315
support@med.bike
www.med.bike

FCC Warning

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the


following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Stelle genehmigt verantwortlich für das Gerät, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den

folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb verursachen

Les changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis à la deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



The medBike® CUSTOMER CONTACT

medBike®
Zwaarveld 58
9220 Hamme
BELGIUM

Tel + 32 52 210315
support@med.bike

*Professional
Motion
Solution*

